


HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Kérjük, használat előtt olvassa el

1/ VEGYE LE A TÜVÉDŐ KUPAKOT




Vegye le a tüvédő kupakot a mikroinjekciós rendszerről
Ne fújjon át levegőt a tűn.

2/ TARTSA A MIKROINJEKCIÓS RENDSZERT A HÜVELYKUJJA ÉS A KÖZÉPSŐ UJJA KÖZÖTT




Fogja meg a rendszert úgy, hogy csak a hüvelykujját és a középső ujját helyezze az ujjak helyére, a mutatóujja maradjon szabad.
Ne tegye az ujjait az ablakra.

3/ SZÚRJA BE GYORSAN A TŰT A BŐRRE MERŐLEGESEN




Szúrja be a tűt merőlegesen a bőrbre a deltaizom területén egy rövid, gyors mozdulattal.

4/ MUTATÓUJJA SEGÍTSÉGÉVEL ADJA BE AZ INJEKCIÓT



Amint beszúrta a mikrotűt, tartsa enyhén nyomva a bőr felületén és injektáljon a mutatóujjával, a dugattyút benyomva. Nem szükséges leellenőrizni, hogy a tű hegye vénában van-e.

5/ NYOMJA MEG ERŐSEN A DUGATTYÚT, HOGY A TÜVÉDŐ KUPAKOT AKTIVÁLJA



Húzza ki a tűt a bőrből.
Ne tartsa a tűt saját maga vagy mások felé.
Ugyanazzal a kézzel nyomja határozottan a hüvelykujját a dugattyúra, hogy aktiválja a tüvédő kupakot.
Kattanást hall, a tüvédő kupak kijön és eltakarja a tűt.

Azonnal dobja ki az eszközt az éles tárgyak gyűjtésére szánt tárolóba.

Az injekció sikeresnek tekinthető akár kialakul csípéshez hasonló jelenség, akár nem.

Ha a vakcina beadását követően folyadék jelenik meg az injekciózás helyén, az újraoltás nem szükséges.

Lásd még a 3. pontot: HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ INTANZA INJEKCIÓT?