

## **ANNESS I**

### **SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT**

## 1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

GalliaPharm 1.11 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 1.48 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 1.85 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 2.22 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 2.59 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 2.96 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 3.33 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
 GalliaPharm 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

## 2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi fih germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) bħala n-nuklide prekursor li jiddizintegra għan-nuklide dixxendent gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ). Il-germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) użat għall-produzzjoni tal-ġeneratur ( $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$ ) m'għandux trasportatur miżjud. Ir-radjuattività totali minhabba l-germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) u l-impuritajiet li jemmettu raġġi gamma fl-elwat mhijiex aktar minn 0.001 %.

GalliaPharm 1.11 - 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi huwa sistema għall-elwizzjoni ta' soluzzjoni sterili ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar f'konformità ma' Ph. Eur. 2464. Din is-soluzzjoni tiġi elwita minn kolonna li fuqha jiġi ffissat in-nuklide prekursor germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ), il-prekursor ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ). Is-sistema hija protetta b'tarka. Il-karatteristiċi fiżiċi tan-nuklidi prekursori u dixxendenti huma mogħtija fil-qosor f'Tabella 1.

**Tabella 1: Karatteristiċi fiżiċi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ )**

|                                        | $^{68}\text{Ge}$                                                                                            | $^{68}\text{Ga}$                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Half-life</b>                       | 270.95 jum                                                                                                  | 67.71 minuti                                                                                                                                |
| <b>Tip ta' dizintegrazzjoni fiżika</b> | Qbid ta' elettron                                                                                           | Emissjoni ta' pozitroni                                                                                                                     |
| <b>Raġġi x</b>                         | 9.225 keV (13.1 %)<br>9.252 keV (25.7 %)<br>10.26 keV (1.64 %)<br>10.264 keV (3.2 %)<br>10.366 keV (0.03 %) | 8.616 keV (1.37 %)<br>8.639 keV (2.69 %)<br>9.57 keV (0.55 %)                                                                               |
| <b>Raġġi gamma</b>                     |                                                                                                             | 511 keV (178.28 %)<br>578.55 keV (0.03 %)<br>805.83 keV (0.09 %)<br>1 077.34 keV (3.22 %)<br>1 260.97 keV (0.09 %)<br>1 883.16 keV (0.14 %) |
| <b>Beta+</b>                           |                                                                                                             | Energija      Energija mass.<br>352.60 keV    821.71 keV (1.20 %)<br>836.00 keV    1 899.01 keV<br>(87.94 %)                                |

Data derivata minn nudat (www.nndc.bnl.gov)

5 mL tal-elwat mill-ġeneratur ta' radjunuklidi bl-akbar qawwa (3.70 GBq) fihom ammont massimu potenzjali ta' 3.70 GBq ta'  $^{68}\text{Ga}$  u 0.000037 GBq (37 kBq) ta'  $^{68}\text{Ge}$  (tnixxija ta' 0.001 % fl-elwat). Dan jikkorrispondi għal 2.4 ng ta' gallium u 0.14 ng ta' germanium.

Il-kwantità tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar Ph.Eur. li tista' tiġi elutata mill-ġeneratur ta' radjunuklidi tiddependi fuq il-kwantità ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) preżenti fid-data/hin tal-elwizzjoni, il-volum tal-elwent użat (tipikament 5 mL), u ż-żmien li jkun għadda sa mill-elwizzjoni preċedenti. Jekk in-nuklidi prekursori u dixxendenti jkunu f'ekwilibriju, aktar minn 60 % tal-attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) preżenti tista' tiġi elutata.

Tabella 2 tagħti fil-qosor l-attività fuq il-ġeneratur ta' radjunuklidi, l-attivitàjiet mimimi miksuba bl-elwizzjoni fil-bidu taż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott u fit-tmiem ta' dan iż-żmien kif ukoll il-maxima protenzjali ta'  $^{68}\text{Ga}$  u  $^{68}\text{Ge}$  fl-elwat.

**Tabella 2: Attività fuq il-ġeneratur ta' radjunuklidi u attività miksuba bl-elwizzjoni**

| Qawwa, GBq | Attività ġewwa l-ġeneratur ta' radjunuklidi fil-bidu taż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott*, GBq | Attività ġewwa l-ġeneratur ta' radjunuklidi fit-tmiem taż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott*, GBq | Attività elutata fil-bidu taż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott**, GBq | Ammont massimu potenzjali ta' $^{68}\text{Ga}$ f'elwat ta' 5 mL, GBq / ng | Ammont massimu potenzjali ta' $^{68}\text{Ge}$ f'elwat ta' 5 mL, kBq / ng | Attività elutata fit-tmiem taż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott**, GBq |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.11       | 1.11                                                                                             | 0.27                                                                                              | NLT 0.67                                                               | 1.11 / 0.73                                                               | 11.1 / 0.04                                                               | NLT 0.16                                                                |
| 1.48       | 1.48                                                                                             | 0.36                                                                                              | NLT 0.89                                                               | 1.48 / 0.98                                                               | 14.8 / 0.06                                                               | NLT 0.22                                                                |
| 1.85       | 1.85                                                                                             | 0.46                                                                                              | NLT 1.11                                                               | 1.85 / 1.22                                                               | 18.5 / 0.07                                                               | NLT 0.27                                                                |
| 2.22       | 2.22                                                                                             | 0.55                                                                                              | NLT 1.33                                                               | 2.22 / 1.47                                                               | 22.2 / 0.08                                                               | NLT 0.33                                                                |
| 2.59       | 2.59                                                                                             | 0.64                                                                                              | NLT 1.55                                                               | 2.59 / 1.71                                                               | 25.9 / 0.10                                                               | NLT 0.38                                                                |
| 2.96       | 2.96                                                                                             | 0.73                                                                                              | NLT 1.78                                                               | 2.96 / 1.96                                                               | 29.6 / 0.11                                                               | NLT 0.44                                                                |
| 3.33       | 3.33                                                                                             | 0.82                                                                                              | NLT 2.00                                                               | 3.33 / 2.20                                                               | 33.3 / 0.13                                                               | NLT 0.49                                                                |
| 3.70       | 3.70                                                                                             | 0.91                                                                                              | NLT 2.22                                                               | 3.70 / 2.45                                                               | 37.0 / 0.14                                                               | NLT 0.55                                                                |

*NLT = mhux inqas minn (not less than)*

*\* L-attività effettiva ġewwa l-ġeneratur ta' radjunuklidi tista' tiddevja bi  $\pm 10\%$  mis-saħħa nominali*

*\*\* F'ekwilibriju*

Spjegazzjonijiet aktar dettaljati u eżempji għall-attivitàjiet li jistgħu jiġu elwiti f'punti ta' żmien differenti huma mogħtija f'sezzjoni 12.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

### 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi huwa ppreżentat bħala kaxxa tal-azzar inossidabbli (stainless steel) mingħajr tbajja' b'żewġ mankijiet u port tad-dhul u tal-ħruġ.

Wara l-elwizzjoni, il-ġeneratur ta' radjunuklidi jipprovdi soluzzjoni sterili ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar. Is-soluzzjoni hija ċara u mingħajr kulur.

## 4. TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

L-elwat sterili (soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride) mill-ġeneratur ta' radjunuklidi GalliaPharm huwa indikat għal tikkettar *in vitro* ta' kits differenti għall-preparazzjoni ta' radjufarmaċewtiċi żviluppatti u approvati għar-radjutikkettar b'elwat bħal dan, biex jintużaw għall-immaginjiet tat-tomografija bl-emissjoni ta' pozitroni (PET, *positron emission tomography*).

### 4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Dan il-prodott mediċinali huwa għall-użu f'faċilitajiet tal-mediċina nukleari deżinjati biss, u għandu jiġi mmanigġjat biss minn speċjalisti li għandhom esperjenza fir-radjutikkettar *in vitro*.

#### Pożoloġija

Il-kwantità tal-elwat tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride meħtieġa għar-radjutikkettar u l-kwantità tar-radjufarmaċewtiku ttikkettat b' $^{68}\text{Ga}$  li tingħata sussegwentement se jiddependu fuq il-kit li jrid jiġi radjutikkettat u l-użu intiż tiegħu. Jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit partikolari għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

#### *Popolazzjoni pedjatrika*

Jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  għal aktar tagħrif dwar l-użu pedjatriku tagħha.

#### Metodu ta' kif għandu jingħata

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhijiex intiża biex tintuża direttament fil-pazjenti, iżda tintuża għal radjutikkettar *in vitro* ta' kits differenti għal preparazzjoni ta' radjufarmaċewtiċi. Il-post imnejn jingħata r-radjufarmaċewtiku ttikkettat b' $^{68}\text{Ga}$  huwa definit fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit rispettiv għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika u dan għandu jiġi rispettat.

Għal istruzzjonijiet fuq it-tiegħija estemporanja tal-prodott mediċinali qabel jingħata, ara sezzjoni 12.

### 4.3 Kontraindikazzjonijiet

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride m'għandhiex tingħata direttament lill-pazjent.

L-użu ta' prodotti mediċinali ttikkettati b' $^{68}\text{Ga}$  huwa kontraindikati f'każ ta' sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Għal tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet għal radjufarmaċewtiċi ttikkettati b' $^{68}\text{Ga}$  partikolari ppreparati permezz tar-radjutikkettar b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-prodott mediċinali partikolari li jrid jiġi radjutikkettat.

#### 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar mhijiex intiża biex tingħata direttament lill-pazjent, iżda tintuża għal radjutikkettar *in vitro* ta' kits differenti għal preparazzjoni radjufarmaċewtika.

L-għoti dirett mhux intenzjonat tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jista' jwassal għal zieda fl-esponiment għar-radjazzjoni għall-pazjenti (ara sezzjonijiet 4.9, 5.2, u 11). L-għoti aċċidentali tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar li fiha 0.1 mol/l hydrochloric acid jista' jikkawża wkoll irritazzjoni lokali ġol-vini u, fil-każ ta' injezzjoni ġot-tessuti madwar il-vina, nekrożi tat-tessuti. Il-kateter jew iż-żona affettwata għandhom jiġu irrigati b'soluzzjoni għall-injezzjoni ta' 9 mg/ml (0.9 %) sodium chloride.

L-immaniġġjar sikur ta' GalliaPharm u l-elwat tiegħu f'konformità mal-istruzzjonijiet ta' dan id-dokument għandu jiġi żgurat b'mod permanenti biex jiġu protetti l-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa minn esponiment mhux intenzjonat għal radjazzjoni eċċessiva (ara sezzjonijiet 6 u 12).

It-tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  tista' tiżdied fl-elwat għal aktar minn 0.001 % jekk il-ġeneratur ta' radjunuklikdi ma jiġix elutat għal diversi jiem (ara sezzjoni 12). L-istruzzjonijiet kollha pprovduti f'sezzjoni 12 għandhom jiġu segwiti b'mod strett biex jiġi evitat ir-riskju ta' eċċess ta' esponiment għal  $^{68}\text{Ge}$ .

#### Ġustifikazzjoni tal-benefiċċju/riskju għall-individwu

Għal kull pazjent, l-esponiment għar-radjazzjoni għandu jkun ġustifikabbli mill-benefiċċju potenzjali. Ir-radjuattività mogħtija għandha, fi kwalunkwe każ, tkun baxxa kemm raġonevolment possibbli biex jinkiseb it-tagħrif meħtieġ.

#### Twissijiet ġenerali

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' radjufarmaċewtiċi ttikkettati b' $^{68}\text{Ga}$ , irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

Prekawzjonijiet rigward il-periklu għall-ambjent huma inklużi f'sezzjoni 6.6.

#### 4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju dwar l-interazzjoni tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar ma' prodotti mediċinali oħra, għaliex din tintuża għar-radjutikkettar *in vitro* ta' prodotti mediċinali.

Għal tagħrif dwar interazzjonijiet assoċjati mal-użu ta' radjufarmaċewtiċi ttikkettati b' $^{68}\text{Ga}$ , irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

#### 4.6 Fertilità, tqala u treddigh

##### Nisa li jistgħu jgħorġu tqal

Meta hu intiż li jingħataw radjufarmaċewtiċi lil mara li tista' tohroġ tqila, huwa importanti li jiġi determinat jekk hijiex tqila jew le. Għal kull mara li tkun qabżet ċiklu mestruwali għandu jiġi supponut li hija tqila sakemm ma jkunx ippruvat mod ieħor. Fil-każ ta' dubju dwar it-tqala potenzjali (jekk il-mara tkun qabżet ċiklu mestruwali, jekk iċ-ċiklu mestruwali huwa irregolari hafna, eċċ.), għandhom jiġu offruti lill-pazjenta tekniki alternattivi li ma jużawx radjazzjoni jonizzanti (jekk ikun hemm).

## Tqala

Proċeduri b'radjunuklidi mwettqa fuq nisa tqal jistgħu jinvolvu wkoll doża ta' radjazzjoni lill-fetu. Għalhekk għandhom jitwettqu biss investigazzjonijiet essenzjali waqt it-tqala, meta l-benefiċċju potenzjali jisboq b'mod sinifikanti r-riskju għall-omm u l-fetu.

## Treddigh

Qabel l-ghoti ta' radjufarmaċewtiku lil omm li qed tredda', għandu jitqies jekk l-investigazzjoni tistax tiġi mdewma b'mod raġonevoli sakemm l-omm tiegħi tredda'. Jekk l-ghoti huwa meqjus neċessarju, it-treddigh għandu jitwaqqaf u l-halib espress għandu jintrema.

Aktar tagħrif dwar l-użu ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga waqt it-tqala u t-treddigh huwa speċifikat fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

## Fertilità

Aktar tagħrif dwar l-użu ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga li jikkonċerna l-fertilità huwa speċifikat fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

### **4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni**

L-effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni wara l-ghoti ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga se jkunu speċifikati fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

### **4.8 Effetti mhux mixtieqa**

Ir-reazzjonijiet avversi possibbli wara l-użu ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga se jiddependu fuq il-kit speċifiku għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li qed jintuża. Tagħrif bħal dan se jiġi pprovdut fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

L-esponiment għal radjazzjoni jonizzanti huwa marbut mal-induzzjoni ta' kanċer u l-potenzjal ta' żvilupp ta' difetti ereditarji.

## Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

### **4.9 Doża eċċessiva**

Esponiment għal radjazzjoni eċċessiva jista' jsehh jekk tingħata doża akbar mill-attività rakkomandata ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga lil pazjent. Għal aktar tagħrif irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li trid tiġi radjutikkettata.

Ebda effett tossiku mhu mistenni minn <sup>68</sup>Ga hieles wara għoti aċċidentali tal-elwat. <sup>68</sup>Ga hieles mogħti jiddiżintegra kważi kompletament għal <sup>68</sup>Zn stabbli f'perjodu ta' żmien qasir (97 % jiddiżintegra f'6 sigħat). Waqt dan il-hin, <sup>68</sup>Ga ikun konċentrat l-aktar fid-demem/plażma (marbut mat-transferrin) u fl-awrina. Il-pazjent għandu jiġi idrattat biex iżid it-tneħħija ta' <sup>68</sup>Ga. Hija rakkomandata dijuresi sfurzata kif ukoll żvojt看 frekwenti tal-borża tal-awrina.

Id-doża ta' radjazzjoni għall-bniedem fil-każ ta' għoti aċċidentali tal-elwat għandha tiġi stmata bl-użu tat-tagħrif mogħti f'sezzjoni 11.

## 5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIČI

### 5.1 Proprjetajiet farmakodinamiči

Kategorija farmakoterapewtika: Radjufarmačewtič dijanjostič; radjufarmačewtič dijanjostič oħra, Kodič ATC: V09X.

Il-proprjetajiet farmakodinamič ta' radjufarmačewtiku ttikkettat b'<sup>68</sup>Ga ppreparat bir-radjutikkettar bl-elwat tal-ġeneratur ta' radjunuklidi qabel l-għoti se jiddependu fuq in-natura tal-molekula trasportatrič li trid tiġi ttikkettata. Irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristič tal-Prodott/il-fuljett ta' tagħrif tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmačewtika li trid tiġi radjutikkettata.

#### Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Medičini irrinunzjat għall-obbligu li jigu pprezentati r-riżultati tal-istudji b'GalliaPharm 1.11 – 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi f'kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika billi dan huwa aġent tar-radjutikkettar. Ara sezzjoni 4.2 għal tagħrif dwar l-użu pedjatriku.

### 5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride mhijiex intiża biex tintuża direttament fil-pazjenti, iżda tintuża għal radjutikkettar *in vitro* ta' kits differenti għal preparazzjoni ta' radjufarmačewtič. Għalhekk, il-proprjetajiet farmakokinetič ta' radjufarmačewtič ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga se jiddependu fuq in-natura tal-molekuli trasportaturi li jridu jigu radjutikkettati.

L-assorbiment, id-distribuzzjoni u t-tneħħija ta' <sup>68</sup>Ga hieles wara injezzjoni diretta ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride kienu investigati fil-firien. L-istudju mwettaq fil-firien wera li wara għoti ġol-vina dirett ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, <sup>68</sup>Ga jitneħħa bil-mod mid-demmi b'*half-life* bijoloġika ta' 188 siegħa f'firien irġiel u 254 siegħa f'firien nisa. Dan huwa għaliex Ga<sup>3+</sup> hieles jaġixxi b'mod simili għal Fe<sup>3+</sup>. Madankollu, billi l-*half-life* bijoloġika ta' <sup>68</sup>Ga hija ferm itwal mill-*half-life* fiżika tiegħu (67.71 min), f'188 siegħa jew 254 siegħa kważi l-<sup>68</sup>Ga kollu jkun iddiżintegra għal <sup>68</sup>Zn inattiv. Diġà f'6 sigħat madwar 97 % ta' <sup>68</sup>Ga inizzjali jkun sparixxa permezz tad-diżintegrazzjoni għal <sup>68</sup>Zn.

Fil-firien, <sup>68</sup>Ga tneħħa l-aktar fl-awrina, b'xi ritenzjoni fil-fwied u l-kliewi. L-organi bl-akbar attività ta' <sup>68</sup>Ga, minbarra d-demmi, il-plażma u l-awrina, kienu l-fwied, il-pulmun, il-milsa, u l-għadam. Fil-firien nisa, l-attività ta' <sup>68</sup>Ga fl-organi ġenitali tan-nisa, jiġifieri fl-utru u fl-ovarji, kienet komparabbli ma' dik osservata fil-pulmun. L-attività ta' <sup>68</sup>Ga fit-testikoli kienet baxxa ħafna.

Billi ssir estrapolazzjoni tad-*data* dwar il-firien, il-medja tad-doża effettiva stmata skont is-sess li tirriżulta minn injezzjoni aċċidentali ġol-vina ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride hija ta' 0.0216 mSv/MBq għal adult (ara sezzjoni 11 għal aktar dettalji).

L-attività li tirriżulta mit-tnixxija ta' <sup>68</sup>Ge fl-istudju mwettaq fil-firien kienet baxxa ħafna u mhux ta' importanza klinika.

### 5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Il-proprjetajiet tossikoloġič ta' radjufarmačewtič ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga ppreparati bir-radjutikkettar *in vitro* bis-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride se jiddependu fuq in-natura tal-kit għall-preparazzjoni radjufarmačewtika li trid tiġi radjutikkettata.

## **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' eċċipjenti**

#### Matriċi tal-kolonna

Titanium dioxide

#### Soluzzjoni għall-elwizzjoni

0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

### **6.2 Inkompattibiltajiet**

Ir-radjutikkettar ta' molekuli trasportaturi b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sensitiv ħafna għall-preżenza ta' impuritajiet ta' traċċi ta' metalli.

Huwa importanti li l-oġġetti kollha tal-ħġieġ, il-labar tas-siringi eċċ., li jintużaw għall-preparazzjoni tal-prodott mediċinali radjutikkettat jitnaddfu sew biex jiġi żgurat li dan ikun ħieles minn impuritajiet ta' traċċi tal-metalli bħal dawn. Għandhom jintużaw biss labar ta' siringi (pereżempju, mhux metalliċi) b'reżistenza ppruvata għal aċidi dilwiti biex jitnaqqsu l-livelli ta' impuritajiet ta' traċċi ta' metalli.

Huwa rakkomandat li ma jintużawx tappijiet mhux miksija għall-kunjett tal-elwizzjoni billi dawn jista' jkun fihom ammonti konsiderevoli ta' żingu li huwa estratt mill-elwat aċiduż.

### **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali**

#### Ġeneratur ta' radjunuklidi

18-il xahar mid-data ta' kalibrazzjoni.

Id-data ta' kalibrazzjoni u d-data' ta' skadenza huma ddikjarati fuq it-tikketta.

#### Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

#### Soluzzjoni għall-elwizzjoni ta' hydrochloric acid ultrapur sterili

Sentejn.

### **6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna**

Temperaturi shan li jaqbzu b'mod sostanzjali l-25 °C jistgħu jnaqqsu b'mod reversibbli r-rendiment ta'  $^{68}\text{Ga}$  fl-elwat għal inqas minn 60 %. Għalhekk, sabiex jinkiseb rendiment tal-elwizzjoni ottimali (> 60 %), il-ġeneratur ta' radjunuklidi għandu jithaddem f'temperaturi li ma jaqbzux il-25 °C. Jekk il-ġeneratur ta' radjunuklidi jinħażen regolarment f'temperaturi oġhla, kun żgur li tekwilibrah f'temperatura ta' < 25 °C għal diversi sigħat qabel l-elwizzjoni. L-elwizzjonijiet f'temperaturi oġhla minn 25 °C huma madankollu possibbli u mhux se jagħmlu ħsara lill-ġeneratur ta' radjunuklidi jew ikollhom impatt fuq il-kwalità tal-elwat ħlief għar-rendiment possibbilment imnaqqas ta'  $^{68}\text{Ga}$ .

Il-ħzin ta' radjufarmaċewtiċi għandu jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

## 6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih u apparat speċjali għall-użu

Il-kolonna tal-ħġieġ tikkonsisti minn tubu tal-ħġieġ tal-borosilicate (tip I) u tappijiet tat-tarf tal-Polyetheretherketone (PEEK) li jitwajhlu mal-pajpijiet tad-dħul u tal-ħruġ tal-PEEK permezz ta' fittings issikkati bis-swaba' stil HPLC. Dawn il-pajpijiet huma konnessi ma' żewġ ports li jgħaddu mill-kaxxa ta' barra tal-ġeneratur ta' radjunuklidi.

Il-kolonna tinsab fl-assemblaġġ tat-tarka taċ-ċomb. L-assemblaġġ tat-tarka huwa miżmum sikur f'kaxxa ta' barra tal-azzar inossidabbli b'żewġ mankijiet.


Aċċessorji pprovduti mal-ġeneratur ta' radjunuklidi (ammonti minimi):

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Ġonta LUER maskili (PP)


Daqsijiet tal-pakkett:

Il-ġeneraturi ta' radjunuklidi huma pprovduti bl-ammonti ta' attività ta'  $^{68}\text{Ge}$  li ġejjin fid-data ta' kalibrazzjoni: 1.11 GBq, 1.48 GBq, 1.85 GBq, 2.22 GBq, 2.59 GBq, 2.96 GBq, 3.33 GBq, u 3.70 GBq.

## Dehra sezzjonali tal-generator ta' radjunuklidi



**Dehra minn quddiem tal-ġeneratur ta' radjunuklidi**



**Daqs:** 230 mm x 132 mm x 133 mm (Għoli x Wisa' x Dijamtru)

**Piż:** madwar 14-il kg

## **6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniggar iehor**

### Twissijiet ġenerali

Ir-radjufarmaceutiċi għandhom jiġu riċevuti, użati u mogħtija biss minn persuni awtorizzati f'ambjenti kliniċi dezinjati. Ir-riċeviment, il-ħżin, l-użu, it-trasferiment u r-rimi tagħhom huma soġġetti għar-regolamenti u/jew il-liċenzji xierqa tal-organizzazzjoni uffiċjali kompetenti.

Ir-radjufarmaceutiċi għandhom jiġu mħejjija f'mod li jissodisfa kemm ir-rekwiżiti tas-sigurtà kontra r-radjazzjoni kif ukoll tal-kwalità farmaceutika. Għandhom jittiehdu prekawzjonijiet asemiċi xierqa.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi m'għandu jiġi żarmat għall-ebda raġuni billi dan jista' jagħmel ħsara lill-komponenti interni u possibbilment iwassal għal tnixxija ta' materjal radjuattiv. Barra minn hekk, iż-żarmar tal-kaxxa tal-azzar inossidabbli jista' jsewponi lill-operatur għat-tarka taċ-ċomb.

Il-proċeduri tal-ġhoti għandhom jitwettqu b'mod li jnaqqas għall-inqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni tal-prodott mediċinali u irradjazzjoni tal-operaturi. Protezzjoni xierqa hija obbligatorja.

L-ġhoti ta' radjufarmaceutiċi johloq riskji għal persuni oħra minn radjazzjoni esterna jew kontaminazzjoni mit-tixrid ta' awrina, rimettar, eċċ. Għalhekk għandhom jittiehdu l-prekawzjonijiet għal protezzjoni mir-radjazzjoni skont ir-regolamenti nazzjonali.

L-attività residwa tal-ġeneratur ta' radjunuklidi għandha tiġi stmata qabel ir-rimi.

Kull fdal tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għar-radjutikkettar jew prodott mediċinali radjutikkettat li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

## **7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

## **8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/001 - GalliaPharm 1.11 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/002 - GalliaPharm 1.48 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/003 - GalliaPharm 1.85 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/004 - GalliaPharm 2.22 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/005 - GalliaPharm 2.59 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/006 - GalliaPharm 2.96 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/007 - GalliaPharm 3.33 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi  
EU/1/24/1836/008 - GalliaPharm 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

## **9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 01 ta' Awwissu 2024

## **10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST**

## 11. DOŽIMETRIJA

Id-doża ta' radjazzjoni riċevuta mill-organi differenti wara l-ġholi ġol-vina ta' prodott mediċinali radjutikkettat b' $^{68}\text{Ga}$  tiddependi fuq il-kit speċifiku għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika li qed tiġi radjutikkettata. Tagħrif dwar id-dożimetrija tar-radjazzjoni ta' kull radjufarmaċetiku differenti ttikkettat b' $^{68}\text{Ga}$  wara l-ġholi tiegħu se jkun disponibbli fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott tal-kit partikolari għall-preparazzjoni radjufarmaċewtika.

It-tabelli 3 u 4 tad-dożimetrija t'hawn taht huma ppreżentati sabiex jappoġġjaw il-valutazzjoni tal-kontribut ta'  $^{68}\text{Ga}$  mhux marbut ma' d-doża ta' radjazzjoni wara l-ġholi ta' radjufarmaċewtiku ttikkettat b' $^{68}\text{Ga}$  jew tad-doża ta' radjazzjoni li tirriżulta minn injezzjoni ġol-vina aċċidentali ta' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

L-istimi tad-dożimetrija kienu bbażati fuq studju dwar id-distribuzzjoni fil-firien. Il-punti tal-hin għall-kejl kienu 5 minuti, 30 minuta, 60 minuta, 120 minuta, u 180 minuta.

Id-doża effettiva tar-radjazzjoni ta'  $^{68}\text{Ga}$  għal adult hija ta' 0.0216 mSv/MBq, li tirriżulta f' doża ta' radjazzjoni effettiva ta' madwar 5.6 mSv minn attività injettata ġol-vina aċċidentalment ta' 259 MBq.

**Tabella 3: Doża assorbita għal kull unità ta' attività mogħtija - għoti aċċidentali tal-elwat - gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride - fin-nisa**

| <b>Doża assorbita għal kull unità ta' attività mogħtija (mGy/MBq)</b> |                                      |                                           |                                        |                                          |                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Organu</b>                                                         | <b>Adult<sup>1</sup><br/>(60 kg)</b> | <b>15-il sena<sup>2</sup><br/>(50 kg)</b> | <b>10 snin<sup>2</sup><br/>(30 kg)</b> | <b>5 snin<sup>2</sup><br/>(17-il kg)</b> | <b>sena<sup>2</sup><br/>(10 kg)</b> | <b>Tarbija għadha titwieled<sup>2</sup><br/>(5 kg)</b> |
| Tessut xahmi/residwu                                                  | 0.0121                               | 0.0199                                    | 0.0327                                 | 0.0531                                   | 0.1050                              | 0.2680                                                 |
| Adrenali                                                              | 0.0398                               | 0.0304                                    | 0.0440                                 | 0.0618                                   | 0.0959                              | 0.1020                                                 |
| Mudullun                                                              | 0.0299                               | 0.0202                                    | 0.0331                                 | 0.0606                                   | 0.1540                              | 0.6050                                                 |
| Wiċċ tal-għadam                                                       | 0.0169                               | MD                                        | MD                                     | MD                                       | MD                                  | MD                                                     |
| Mohħ                                                                  | 0.0081                               | 0.0048                                    | 0.0061                                 | 0.0081                                   | 0.0126                              | 0.0282                                                 |
| Rita tal-kolon                                                        | 0.0210                               | 0.0224                                    | 0.0373                                 | 0.0609                                   | 0.1170                              | 0.2930                                                 |
| Rita tal-qalb                                                         | 0.0838                               | 0.0263                                    | 0.0407                                 | 0.0639                                   | 0.1150                              | 0.2280                                                 |
| Kliewi                                                                | 0.0424                               | 0.0333                                    | 0.0474                                 | 0.0712                                   | 0.1280                              | 0.3250                                                 |
| Fwied                                                                 | 0.0640                               | 0.0598                                    | 0.0906                                 | 0.1360                                   | 0.2630                              | 0.6080                                                 |
| Pulmun                                                                | 0.0552                               | 0.0497                                    | 0.0708                                 | 0.1090                                   | 0.2160                              | 0.5840                                                 |
| Muskoli                                                               | 0.0131                               | 0.0131                                    | 0.0248                                 | 0.0698                                   | 0.1370                              | 0.1950                                                 |
| Ċelluli osteoġeniċi                                                   | 0.0567 <sup>2</sup>                  | 0.0558                                    | 0.0869                                 | 0.1420                                   | 0.3310                              | 1.0100                                                 |
| Ovarji                                                                | 0.0372                               | 0.0332                                    | 0.0944                                 | 0.1650                                   | 0.3720                              | 0.7550                                                 |
| Frixa                                                                 | 0.0309                               | 0.0276                                    | 0.0533                                 | 0.0704                                   | 0.1490                              | 0.4730                                                 |
| Glandoli tal-bżieq                                                    | 0.0194                               | MD                                        | MD                                     | MD                                       | MD                                  | MD                                                     |
| Ġilda                                                                 | 0.0115                               | 0.0115                                    | 0.0189                                 | 0.0311                                   | 0.0612                              | 0.1570                                                 |
| Rita tal-musrana ż-żghira                                             | 0.0256                               | 0.0273                                    | 0.0459                                 | 0.0749                                   | 0.1460                              | 0.3630                                                 |
| Milsa                                                                 | 0.0407                               | 0.0263                                    | 0.0403                                 | 0.0642                                   | 0.1180                              | 0.3030                                                 |
| Rita tal-istonku                                                      | 0.0284                               | 0.0188                                    | 0.0293                                 | 0.0482                                   | 0.0939                              | 0.2540                                                 |
| Timu                                                                  | 0.0129                               | 0.0094                                    | 0.0115                                 | 0.0157                                   | 0.0261                              | 0.0518                                                 |
| Tirojde                                                               | 0.0265                               | 0.0282                                    | 0.0434                                 | 0.0923                                   | 0.1730                              | 0.2490                                                 |
| Rita tal-borża tal-awrina <sup>4</sup>                                | 0.0174                               | 0.0155                                    | 0.0251                                 | 0.0419                                   | 0.0770                              | 0.2000                                                 |
| Utru/ċerviċi                                                          | 0.0291                               | 0.0325                                    | 0.4560                                 | 0.6900                                   | 1.2500                              | 0.5360                                                 |
| <b>Doża effettiva (mSv/MBq)</b>                                       | <b>0.0216<sup>3</sup></b>            |                                           |                                        |                                          |                                     |                                                        |

MD = mhux determinat billi l-organu/tessut mhux disponibbli f'OLINDA/EXM v1.0.

<sup>1</sup> il-kalkoli saru fl-IDAC-Dose 2.1 v1.01 software.

<sup>2</sup> il-kalkoli saru fl-OLINDA v1.0 software.

<sup>3</sup> medja tad-doża skont is-sess derivata skont il-Pubblikazzjoni tal-ICRP 103.

<sup>4</sup> Minhabba l-limitazzjonijiet metodoloġiċi tal-istudju tad-distribuzzjoni sottostanti mwettaq fil-firien, ma kienx fattibbli li jitqies il-kontenut tal-bużżeġa tal-awrina bħala reġjun tas-sors esplicitu għad-dożimetrija. Billi gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride jitneħħa l-aktar fl-awrina skont id-*data* dwar il-firien, jista' jkun li d-doża effettiva rrapportata hija sottovalutata.

**Tabella 4: Doża assorbita għal kull unità ta' attività mogħtija - għoti aċċidentali tal-elwat - gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride - fl-irġiel**

| Doża assorbita għal kull unità ta' attività mogħtija (mGy/MBq) |                               |                                    |                                 |                                   |                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Organu                                                         | Adult <sup>1</sup><br>(73 kg) | 15-il sena <sup>2</sup><br>(50 kg) | 10 snin <sup>2</sup><br>(30 kg) | 5 snin <sup>2</sup><br>(17-il kg) | sena <sup>2</sup><br>(10 kg) | Tarbija għadha titwieled <sup>2</sup><br>(5 kg) |
| Tessut xahmi/residwu                                           | 0.0065                        | 0.0128                             | 0.0210                          | 0.0341                            | 0.0672                       | 0.1720                                          |
| Adrenali                                                       | 0.0189                        | 0.0200                             | 0.0289                          | 0.0405                            | 0.0628                       | 0.0669                                          |
| Mudullun                                                       | 0.0124                        | 0.0149                             | 0.0244                          | 0.0454                            | 0.1120                       | 0.4180                                          |
| Wiċċ tal-ghadam                                                | 0.0079                        | MD                                 | MD                              | MD                                | MD                           | MD                                              |
| Mohh                                                           | 0.0046                        | 0.0034                             | 0.0043                          | 0.0056                            | 0.0088                       | 0.0196                                          |
| Rita tal-kolon                                                 | 0.0121                        | 0.0162                             | 0.0274                          | 0.0449                            | 0.0865                       | 0.2150                                          |
| Rita tal-qalb                                                  | 0.0335                        | 0.0195                             | 0.0303                          | 0.0478                            | 0.0858                       | 0.1710                                          |
| Kliwi                                                          | 0.0221                        | 0.0239                             | 0.0340                          | 0.0510                            | 0.0915                       | 0.2340                                          |
| Fwied                                                          | 0.0307                        | 0.0388                             | 0.0588                          | 0.0881                            | 0.1700                       | 0.3940                                          |
| Pulmun                                                         | 0.0262                        | 0.0327                             | 0.0466                          | 0.0718                            | 0.1420                       | 0.3850                                          |
| Muskoli                                                        | 0.0072                        | 0.0111                             | 0.0219                          | 0.0658                            | 0.1300                       | 0.1800                                          |
| Ċelluli osteoġeniċi                                            | 0.0308 <sup>2</sup>           | 0.0402                             | 0.0633                          | 0.1050                            | 0.2440                       | 0.7550                                          |
| Frixa                                                          | 0.0167                        | 0.0211                             | 0.0412                          | 0.0540                            | 0.1150                       | 0.3720                                          |
| Glandoli tal-bżieq                                             | 0.0132                        | MD                                 | MD                              | MD                                | MD                           | MD                                              |
| Ġilda                                                          | 0.0073                        | 0.0063                             | 0.0102                          | 0.0166                            | 0.0326                       | 0.0828                                          |
| Rita tal-musrana ż-żghira                                      | 0.0126                        | 0.0167                             | 0.0282                          | 0.0460                            | 0.0892                       | 0.2220                                          |
| Milsa                                                          | 0.0238                        | 0.0259                             | 0.0400                          | 0.0634                            | 0.1170                       | 0.3060                                          |
| Rita tal-istonku                                               | 0.0145                        | 0.0116                             | 0.0179                          | 0.0295                            | 0.0573                       | 0.1570                                          |
| Testikuli                                                      | 0.0098                        | 0.0182                             | 0.1210                          | 0.1410                            | 0.1910                       | 0.2770                                          |
| Timu                                                           | 0.0092                        | 0.0082                             | 0.0093                          | 0.0122                            | 0.0193                       | 0.0384                                          |
| Tirojde                                                        | 0.0163                        | 0.0248                             | 0.0383                          | 0.0825                            | 0.1550                       | 0.2200                                          |
| Rita tal-borża tal-awrina <sup>4</sup>                         | 0.0116                        | 0.0095                             | 0.0151                          | 0.0252                            | 0.0458                       | 0.1190                                          |
| Rita tal-musrana ż-żghira                                      | 0.0126                        | 0.0167                             | 0.0282                          | 0.0460                            | 0.0892                       | 0.2220                                          |
| <b>Doża effettiva (mSv/MBq)</b>                                | <b>0.0216<sup>3</sup></b>     |                                    |                                 |                                   |                              |                                                 |

MD = mhux determinat billi l-organu/tessut mhux disponibbli f'OLINDA/EXM v1.0.

<sup>1</sup> il-kalkoli saru fl-IDAC-Dose 2.1 v1.01 software.

<sup>2</sup> il-kalkoli saru fl-OLINDA v1.0 software.

<sup>3</sup> medja tad-doża skont is-sess derivata skont il-Pubblikazzjoni tal-ICRP 103.

<sup>4</sup> Minhabba l-limitazzjonijiet metodoloġiċi tal-istudju tad-distribuzzjoni sottostanti mwettaq fil-firien, ma kienx fattibbli li jitqies il-kontenut tal-bużżieqa tal-awrina bħala reġjun tas-sors esplicitu għad-dożimetrija. Billi gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride jitneħħa l-aktar fl-awrina skont id-data dwar il-firien, jista' jkun li d-doża effettiva rrapportata hija sottovalutata.

#### Esponiment għal radjazzjoni esterna

Ir-radjazzjoni tal-wiċċ jew ta' kuntatt medja għall-ġeneratur ta' radjunuklidi hija inqas minn 0.14 µSv/siegħa kull MBq ta' <sup>68</sup>Ge, iżda jistgħu jseħhu hot spots lokali ta' radjazzjoni akbar. Madankollu, ġeneratur ta' radjunuklidi ta' 3.70 GBq se jilhaq rata tad-doża tal-wiċċ medja kumplessiva ta' madwar 518 µSv/siegħa. Huwa ġeneralment rakkomandat li l-ġeneratur ta' radjunuklidi jinħażen fit-tarka awżiljarja biex titnaqqas id-doża għall-persunal li qed jopera.

## **12. ISTRUZZIONIJIET GHALL-PREPARAZZJONI TA' PRODOTTI RADJUFARMAĊEWTIĊI**

L-elwizzjoni tal-ġeneratur ta' radjunuklidi għandha titwettaq f' bini li jikkonforma mar-regolamenti nazzjonali li jikkonċernaw is-sikurezza tal-użu ta' prodotti radjuattivi.

L-immanigġar ġenerali, it-twaħħil tat-tubi, l-iskambju tal-kontenitur ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili, l-elwizzjoni tal-ġeneratur u attivitajiet oħra li jistgħu jespjontu potenzjalment il-ġeneratur għall-ambjent għandhom jitwettqu bl-użu ta' tekniki aseptiċi f' ambjent nadif kif xieraq skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali attwali.

### **Preparazzjoni**

#### **Il-hruġ mill-pakkett tal-ġeneratur ta' radjunuklidi:**

1. Iċċekkja l-pakkett tat-trasport ta' barra għal ħsara waqt it-trasport. Jekk ikun hemm ħsara, wettaq sħarriġ bi swab għal sinjali ta' radjazzjoni taż-żona bil-ħsara. Jekk l-għadd jaqbeż 40 ċiklu kull sekonda għal kull 100 cm<sup>2</sup> għarraf lill-Uffiċjal tas-Sikurezza Kontra r-Radjazzjoni tiegħek.
2. Aqta' s-sigill tas-sigurtà fuq il-pakkett tat-trasport. Nehhi l-appoġġ tal-fowm ta' ġewwa mill-pakkett tat-trasport. Issepara l-elementi tal-fowm b'attenzjoni.
3. Nehhi b'attenzjoni l-ġeneratur ta' radjunuklidi.  
**ATTENZJONI:** Periklu ta' twaqqiġh: Il-ġeneratur ta' radjunuklidi jiżen madwar 14-il kg. Immanigġja b'attenzjoni sabiex tevita korrimenti potenzjali. Jekk il-ġeneratur ta' radjunuklidi jitwaqqa' jew jekk il-ħsara mit-trasport testendi ġewwa l-pakkett tat-trasport, iċċekkja għal tnixxijiet u wettaq sħarriġ bi swab tal-ġeneratur ta' radjunuklidi. Iċċekkja wkoll għal ħsara interna billi tmejjel il-ġeneratur ta' radjunuklidi bil-mod b'90°. Isma' għal partijiet miksura/laxki.
4. Wettaq sħarriġ bi swab tal-pakkett tat-trasport u l-wiċċ ta' barra tal-ġeneratur ta' radjunuklidi. Jekk is-swabs jaqbeż 40 għadd kull sekonda għal kull 100 cm<sup>2</sup>, għarraf lill-Uffiċjal tas-Sigurtà Kontra r-Radjazzjoni tiegħek.
5. Iċċekkja l-ports tad-dhul u tal-hruġ issigillati għal ħsara. Tnehhix il-plugs tal-ports qabel ma l-pajpijiet tal-elwizzjoni jithejjew u jkun l-estremi għal installazzjoni.

#### **L-ahjar pożizzjoni:**

1. Meta tinstalla l-ġeneratur ta' radjunuklidi fil-pożizzjoni finali tiegħu, jiġifieri, b'apparat ta' sintesi jew għal elwizzjonijiet manwali, huwa rrakkomandat li żżomm il-pajp tal-hruġ qasir kemm jista' jkun billi t-tul ta' dan it-tubu jista' jinfluwenza r-rendiment fil-kunnett riċevitur/ta' reazzjoni. Minhabba din ir-raġuni, il-ġeneratur ta' radjunuklidi huwa fornuta bi tliet tulijiet ta' tubi differenti biex tagħzel it-tul xieraq.
2. Huwa rrakkomandat l-użu ta' tarka awżiljarja lokali meta tkun qed tippożizzjona l-ġeneratur ta' radjunuklidi.

Jekk jogħġbok innota: Għandek tevita li ċċaqlaq il-ġeneratur ta' radjunuklidi wara l-installazzjoni fil-pożizzjoni finali tiegħu.


## **L-immuntar tal-ġeneratur ta' radjunuklidi:**

Aċċessorji pprovduti mal-ġeneratur ta' radjunuklidi (ammonti minimi):

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Ġonta LUER maskili (PP)


L-immuntar tal-ġeneratur ta' radjunuklidi għandu jsir f'ambjent nadif kif xieraq. It-teknika tax-xogħol asettika għandha tinzamm waqt il-proċess ta' mmuntar sħiħ. Ilbes ingwanti waqt il-preparazzjoni u l-konnessjoni tal-pajpijiet mal-ġeneratur ta' radjunuklidi u mal-kontenitur tal-elwent. Dan huwa kritiku biex tinzamm l-isterilità.

*Stampa tal-aċċessorji tal-elwizzjoni armati qabel ma jiġu konnessi mal-ġeneratur ta' radjunuklidi (In-numri ta' identifikazzjoni indikati tal-aċċessorji huma preżentati fil-lista t'hawn fuq. Dawn għandhom jintużaw skont l-istampi u l-istruzzjonijiet tal-immuntar li ġejjin hawn taħt.):*





### **1. Immuntar tal-pajp tad-dhul:**

Jekk jogħġbok innota: il-port tad-dhul għandu kamin apposta biex tevita konnessjoni hażina. Huwa biss il-fitting speċjali ssikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 li se jidhol sew f'dan il-port. Sabiex tarma l-pajp tad-dhul, qabbad l-ispike b'ventilazzjoni (2) ma' tarf wiehed tal-manifold tal-istopcock (9) billi tuża l-ġonta LUER maskili (10) [I]. Mat-tarf l-iehor tal-manifold tal-istopcock (9) qabbad l-adapter ta' 1/16" mal-LUER maskili (3) [II]. Wahhal wiehed mit-tubi tal-PEEK ta' 60 cm (4) mal-fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (7) [III]. Imbotta l-fitting speċjali ssikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (8) fuq it-tarf l-iehor tal-pajp, iżda tqabbdur minn issa [IV].



## 2. Immuntar tal-pajp tal-hruġ:

Għall-pajp tal-hruġ, aghżel it-tul xieraq ta' tubu (20 cm, 40 cm, jew 60 cm) abbażi tal-ambjent lokali tiegħek. Uża l-iqsar pajp possibbli. Qabbad il-pajp tal-PEEK li għażilt (4, 5 or 6) mat-tieni adapter ta' 1/16" mal-LUER maskili (3) bl-użu tal-fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (7) [V]. Poġġi t-tielet fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (7) fuq it-tarf l-iehor tal-pajp tal-hruġ ippreparat, iżda tqabbdur minn issa [VI].







## 3. Kif tqabbad il-kontenitur ta' hydrochloric acid mal-pajp tad-dhul:

Dendel il-kontenitur tal-PP b'250 mL ta' 0.1 mol/l soluzzjoni ta' hydrochloric acid ultrapur sterili viċin tal-port tad-dhul iżda 'l fuq mill-generatur ta' radjunuklidi.

Il-valvi tal-manifold tal-istopcock għandhom mudell tal-fluss tat-tip T bi tliet fethiet fuq ġewwa - waħda f'kull direzzjoni tal-ponot esterni. Dawwar il-valvi fil-manifold tal-istopcock fid-direzzjoni x-xierqa (il-pożizzjoni 3-6-9 tal-arloġġ  $\dashv$ ) sabiex l-ebda likwidu ma jidhol mill-ispiki [VII]. Neħhi l-għatu tal-ispiki b'ventilazzjoni u mbotta l-ispiki b'ventilazzjoni fil-konnessjoni tal-kontenitur tal-PP [VIII].


Issa l-arja għandha titneħħa mill-manifold tal-istopcock u l-pajp tad-dhul imwahnal miegħu. Oqgħod attent, billi l-hydrochloric acid se jgħaddi mill-pajp u jista' jqattar 'il barra minnu u mill-ports tal-ġnub. Kun lest biex tneħhi l-qtar minnufih.

Sabiex tneħhi l-arja, ibda billi ddawwar iż-żewġ valvi tal-manifold tal-istopcock kif muri fl-istampa [IX] (il-ponot taż-żewġ valvi għandhom ikunu fil-pożizzjoni 6-9-12 tal-arloġġ  $\dashv$ ). Dan se jimla l-pajp tad-dhul bil-likwidu u jimbotta l-arja barra minnu. Imbagħad dawwar il-valv ta' fuq fil-pożizzjoni 9-12-3 tal-arloġġ  $\perp$  u neħhi l-għatu tal-port tal-ġenb ta' fuq biex tneħhi l-arja [X]. Wara, erga' aghlaq il-port tal-ġenb ta' fuq bl-għatu. Issa dawwar il-valv ta' fuq lura fil-pożizzjoni 6-9-12 tal-arloġġ  $\dashv$ . Dawwar il-valv t'isfel fil-pożizzjoni 9-12-3 tal-arloġġ  $\perp$  u neħhi l-għatu tal-port tal-ġenb t'isfel biex tneħhi l-arja [XI]. Erga' aghlaq il-port tal-ġenb t'isfel bl-għatu. Fl-aħhar, poġġi l-valv ta' fuq fil-pożizzjoni 3-6-9 tal-arloġġ  $\dashv$  biex twaqqaf il-fluss tal-likwidu mill-kontenitur tal-hydrochloric acid [XII].




**4. Kif tqabbad il-pajp tad-dhul mal-port tal-  
ġeneratur ta' radjunuklidi:**

Nehhi l-plagg mill-port tad-dhul tal-ġeneratur ta' radjunuklidi [XIII]. Biex tqabbad il-pajp tad-dhul ippreparat u mimli bl-użu tal-fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6, imbotta l-pajp fil-port tad-dhul [XIV] u invita l-fitting issikkat bis-swaba' [XV]. Evita liwi bis-saħħa jew qris tal-pajp.



**5. Kif tqabbad il-pajp tal-hruġ mal-port tal-  
ġeneratur ta' radjunuklidi:**

Nehhi l-plagg mill-port tal-hruġ tal-ġeneratur ta' radjunuklidi [XVI]. Biex tqabbad il-pajp tal-hruġ ippreparat bl-użu tal-fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32, imbotta l-pajp fil-port tal-hruġ [XVII] u invita l-fitting issikkat bis-swaba' [XVIII]. Evita liwi bis-saħħa jew qris tal-pajp.



*Il-ġeneratur ta' radjunuklidi issa lest għall-ewwel elwizzjoni:*




Jekk jogħġbok innota: Il-ġeneratur ta' radjunuklidi huwa ddisinjat biex ibattal lilu nnifsu, meta l-ebda pajp ma jkun imqabbad mal-ports tad-dhul u tal-ħruġ, iżda mhux rakkomandat li tħalli l-ports miftuhin fl-ebda ħin.

Meta l-kontenitur bil-0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili jkun imqabbad u l-mogħdija tal-fluwidu tkun miftuħa, il-ġeneratur ta' radjunuklidi jiġi elutat bil-gravità. Għalhekk huwa meħtieġ li żżomm il-pajpijiet tad-dhul u tal-ħruġ kif ukoll il-pożizzjonijiet tal-valvi tal-istopcock taħt kontroll.

**L-ewwel elwizzjoni manwali:**

1. Ipprepara l-materjali addizzjonali meħtieġa:
  - Tagħmir protettiv personali: l-elwizzjonijiet għandhom jitwettqu waqt li tilbes protezzjoni tal-ġhajnejn u tal-idejn, u lbies tal-laboratorju xieraq.
  - Siringa sterili b'volum ta' 10 mL (evita siringi bi planger tal-lastku, uża preferibbilment siringi magħmulin minn żewġ biċċiet).
  - Kunjett jew reċipjent li jirċievi protett b'tarka b'volum ta' 10 mL jew ikbar. Evita tappijiet mhux miksija billi dawn jista' jkun fihom ammonti konsiderevoli ta' żingu li jiġi estratt bl-elwat aciduż.

2. Waħħal is-siringa mal-port tal-ġenb ta' fuq tal-manifold tal-istopcock u imla b'10 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili mill-kontenitur tal-PP billi ddawwar il-valv fil-pożizzjoni murija, mbagħad ċaqlaq il-plaġer tas-siringa fid-direzzjoni indikata filwaqt li tevita li tħalli arja tidhol fis-siringa [XIX].



3. Qabbad ir-reċipjent protett b'tarka li qed jirċievi mal-pajp tal-ħruġ bl-użu tal-konnettur ix-xieraq. Ir-reċipjent għandu jkollu kapacià biżżejjed biex jaċċetta l-volum tal-elwat. Evita li tuża labar tas-siringa tal-metall għall-konnessjoni.

4. Dawwar il-valv tal-manifold tal-istopcock lejn il-port tad-dhul tal-ġeneratur ta' radjunuklidi. Imbotta l-10 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili b'rata ta' fluss mhux akbar minn 2 mL/minuta [XX]. L-elwizzjoni b'rata aktar mgħaġġla tista' tnaqqas il-ħajja kemm idum tajjeb il-ġeneratur ta' radjunuklidi. Hames millilitri tal-elwat se jwettqu elwizzjoni shiħa tal-ġeneratur ta' radjunuklidi, iżda għall-ewwel elwizzjoni huwa rakkomandat li tuża 10 mL. Jekk ikun hemm reżistenza kbira, tisfurzax is-soluzzjoni fil-ġeneratur ta' radjunuklidi. Jekk tintuża pompa peristaltika għall-elwizzjoni, din għandha tiġi ssettjata għal rata ta' fluss ta' mhux aktar minn 2 mL/minuta. L-utent għandu jivverifika wkoll li l-fluss tal-elwat għaddej mingħajr reżistenza mhux normali. Jekk tinnota reżistenza għolja, waqqaf l-elwizzjoni.



#### ATTENZJONI:

Kun ċert li tintroduci l-elwent mill-port tad-dhul; twettaqx elwizzjoni tal-ġeneratur ta' radjunuklidi fid-direzzjoni inversa.

L-effiċjenza tal-elwizzjoni (rendiment ta'  $^{68}\text{Ga}$ ) tista' titnaqqas jekk tiġi introdotta l-arja fil-kolonna tal-ġeneratur ta' radjunuklidi.

5. Iġbor l-elwat fir-reċipjent riċevitur protett bit-tarka u kejjel is-soluzzjoni b'kalibratur tad-doża kalibrat sabiex tiddetermina r-rendiment. Jekk għart inqas minn 5 mL ta' elwat, il-kejl jista' ma jirrappreżentax ir-rendiment potenzjali totali tal-ġeneratur ta' radjunuklidi. Jekk jogħġbok ikkoreġi għad-diżintegrazzjoni l-attività mkejla għall-ħin tal-bidu tal-elwizzjoni. Għall-aħjar rendiment tal-ġeneratur ta' radjunuklidi fil-pożizzjoni finali tiegħu huwa rakkomandat li tiddetermina l-produttjoni massima tal-elwizzjoni billi tiġbor frazzjonijiet żgħar ta' 0.5 mL.
6. L-ewwel elwat għandu jintrema minhabba l-potenzjal ta' tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  f'dan l-elwat.

Huwa rakkomandat li tittestja l-elwat għal tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  wara l-ewwel elwizzjonijiet billi tqabbel il-livell tal-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  u ta'  $^{68}\text{Ge}$ . Għal aktar dettalji jekk jogħġbok irreferi għall-monografu Ph. Eur. 2464.

### **Elwizzjoni ta' rutina:**

#### **ATTENZJONI:**

Maz-żmien jistgħu jikkumulaw joni ta'  $^{68}\text{Ge}$  ħielsa fil-kolonna. Jekk il-ġeneratur ta' radjunuklidi ma jkunx intuża għal perjodu ta' 96 siegħa jew aktar, għandha titwettaq għal darba elwizzjoni minn qabel tal-kolonna, tal-inqas 7 sigħat qabel l-elwizzjoni għar-radjutikkettar. Jekk il-proċedura tar-radjutikkettar ma teħtiegħ l-attività tal-elwat massima li tista' tinkiseb, il-ħin bejn l-elwizzjoni minn qabel u l-elwizzjoni għar-radjutikkettar jista' jitnaqqas (ara wkoll tabella 6 u l-eżempju tal-kalkolazzjoni taħtha). L-elwizzjoni minn qabel għandha ssir bl-użu ta' 10 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili.

1. Irrepeti l-passi tal-ewwel elwizzjoni iżda uża biss 5 mL ta' elwent għall-elwizzjoni ta' rutina. Il-ġeneratur ta' radjunuklidi huwa mahsub għall-elwizzjoni tal-attività kollha disponibbli ta'  $^{68}\text{Ga}$  f' volum ta' 5 mL.
2. L-elwat huwa soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride li hija ċara, sterili u mingħajr kulur, b'pH bejn 0.5 u 2.0 u purità radjukimika akbar minn 95%. Ikkontrolla ċ-ċarezza tal-elwat qabel l-użu u armih jekk is-soluzzjoni ma tkunx ċara.
3. Huwa rakkomandat li tittestja l-elwat għal tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  waqt l-elwizzjonijiet ta' rutina billi tqabbel il-livell tal-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  u ta'  $^{68}\text{Ge}$ . Għal aktar dettalji jekk jogħġbok irreferi għall-monografu Ph. Eur. 2464.

#### **ATTENZJONI:**

Jekk mal-ħin jiġu osservati tnixxijiet ta' fluwidu, waqqaf l-elwizzjoni minnufih u pprova kkontjeni l-fluwidu li qed inixxi.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi huwa fornut b'250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Dan l-ammont normalment huwa biżżejjed għal tal-inqas 40 elwizzjoni. Il-ġeneratur ta' radjunuklidi għandu jiġi elutat biss b'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili fornut mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Kontenituri addizzjonali jistgħu jinxtraw bħala oġġett ta' konsum mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq biss.

### **Skambju tal-kontenitur ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili:**


#### **ATTENZJONI:**

It-teknika asettika hija kritika biex tinżamm l-isterilità u għandha tintuża waqt il-proċedura ta' skambju.

1. Meta l-0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili jkun kważi kkonsmat, il-kontenitur vojt jista' jiġi mibdul b'kontenitur ġdid ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili.

#### **ATTENZJONI:**

Ebda arja m'għandha tithalla tidhol fil-ġeneratur ta' radjunuklidi. Qabel tiskonnettja l-kontenitur vojt, aghlaq il-valvi kollha fil-manifold tal-istopcock u poġġi l-għatu fuq il-ports tal-ġnub sabiex l-ebda arja ma tidhol fil-manifold u l-ispike [XXI]. Skonnettja l-kontenitur minn mal-ispike b'ventilazzjoni [XXII]. Huwa rakkomandat li tibdel l-ispike b'ventilazzjoni bi spike b'ventilazzjoni sterili ġdid fornut ma' kull kontenitur ġdid ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili.



2. Dendel il-kontenitur il-ġdid b'250 mL ta' 0.1 mol/l soluzzjoni ta' hydrochloric acid ultrapur sterili viċin tal-port tad-dhul iżda 'l fuq mill-ġeneratur ta' radjunuklidi.
3. Imbotta l-ispike b'ventilazzjoni konness fit-tapp tal-kontenitur; iċċekkja b'attenzjoni hemmx b'żiežaq tal-arja u neħhi l-arja kollha bil-mod mill-manifold tal-istopcock billi tuża l-valvi. Mhux meħtieġ li taqla' l-pajp tad-dhul imqabba minn mal-ġeneratur ta' radjunuklidi jew mill-manifold tal-istopcock. Id-dhul tal-arja fil-ġeneratur ta' radjunuklidi għandu jiġi evitat.
4. Meta l-manifold tal-istopcock ikun mimli, aghlaq il-valvi biex twaqqaf il-fluss. Il-ġeneratur ta' radjunuklidi issa lest għall-ewwel elwizzjoni.

### Rendiment tal-elwizzjoni tal-generatur ta' radjunuklidi:

L-attività dikjarata fuq it-tikketta tal-generatur ta' radjunuklidi hija espressa f' $^{68}\text{Ge}$  disponibbli fid-data ta' kalibrazzjoni (12:00 CET). L-attività ta'  $^{68}\text{Ge}$  disponibbli tiddependi fuq l-attività ta'  $^{68}\text{Ge}$  fil-ħin tal-elwizzjoni u l-ħin li jkun għadda mill-elwizzjoni preċedenti.

Ġeneratur ta' radjunuklidi f'ekwilibriju sħiħ irendi aktar minn 60 % ta'  $^{68}\text{Ga}$  bl-użu ta' volum ta' elwizzjoni ta' 5 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili.

L-output se jonqos mad-diżintegrazzjoni tan-nuklide prekursor ta'  $^{68}\text{Ge}$  maż-żmien. Pereżempju, wara diżintegrazzjoni ta' 9 xhur (39 ġimgha), il- $^{68}\text{Ge}$  se jonqos b'50 % (ara Tabella 5). Sabiex tikkalkula l-attività attwali ta'  $^{68}\text{Ge}$ , immultiplika l-attività ta'  $^{68}\text{Ge}$  fid-data ta' kalibrazzjoni bil-fattur ta' diżintegrazzjoni rispettiv taż-żmien li għadda korrispondenti f'ġimghat.

**Tabella 5: Ċart tad-Diżintegrazzjoni għal  $^{68}\text{Ge}$**

| <b>Żmien Li Għadda<br/>f'ġimghat</b> | <b>Fattur ta'<br/>Diżintegrazzjoni</b> | <b>Żmien Li Għadda<br/>f'ġimghat</b> | <b>Fattur ta'<br/>Diżintegrazzjoni</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                    | 0.98                                   | 40                                   | 0.49                                   |
| 2                                    | 0.96                                   | 41                                   | 0.48                                   |
| 3                                    | 0.95                                   | 42                                   | 0.47                                   |
| 4                                    | 0.93                                   | 43                                   | 0.46                                   |
| 5                                    | 0.91                                   | 44                                   | 0.45                                   |
| 6                                    | 0.90                                   | 45                                   | 0.45                                   |
| 7                                    | 0.88                                   | 46                                   | 0.44                                   |
| 8                                    | 0.87                                   | 47                                   | 0.43                                   |
| 9                                    | 0.85                                   | 48                                   | 0.42                                   |
| 10                                   | 0.84                                   | 49                                   | 0.42                                   |
| 11                                   | 0.82                                   | 50                                   | 0.41                                   |
| 12                                   | 0.81                                   | 51                                   | 0.40                                   |
| 13                                   | 0.79                                   | 52                                   | 0.39                                   |
| 14                                   | 0.78                                   | 53                                   | 0.39                                   |
| 15                                   | 0.76                                   | 54                                   | 0.38                                   |
| 16                                   | 0.75                                   | 55                                   | 0.37                                   |
| 17                                   | 0.74                                   | 56                                   | 0.37                                   |
| 18                                   | 0.72                                   | 57                                   | 0.36                                   |
| 19                                   | 0.71                                   | 58                                   | 0.35                                   |
| 20                                   | 0.70                                   | 59                                   | 0.35                                   |
| 21                                   | 0.69                                   | 60                                   | 0.34                                   |
| 22                                   | 0.67                                   | 61                                   | 0.34                                   |
| 23                                   | 0.66                                   | 62                                   | 0.33                                   |
| 24                                   | 0.65                                   | 63                                   | 0.32                                   |
| 25                                   | 0.64                                   | 64                                   | 0.32                                   |
| 26                                   | 0.63                                   | 65                                   | 0.31                                   |
| 27                                   | 0.62                                   | 66                                   | 0.31                                   |
| 28                                   | 0.61                                   | 67                                   | 0.30                                   |
| 29                                   | 0.59                                   | 68                                   | 0.30                                   |
| 30                                   | 0.58                                   | 69                                   | 0.29                                   |
| 31                                   | 0.57                                   | 70                                   | 0.29                                   |
| 32                                   | 0.56                                   | 71                                   | 0.28                                   |
| 33                                   | 0.55                                   | 72                                   | 0.28                                   |
| 34                                   | 0.54                                   | 73                                   | 0.27                                   |
| 35                                   | 0.53                                   | 74                                   | 0.27                                   |
| 36                                   | 0.52                                   | 75                                   | 0.26                                   |
| 37                                   | 0.52                                   | 76                                   | 0.26                                   |
| 38                                   | 0.51                                   | 77                                   | 0.25                                   |
| 39                                   | 0.50                                   | 78                                   | 0.25                                   |

Wara l-elwizzjoni, il-<sup>68</sup>Ga se jakkumula bid-diżintegrazzjoni kontinwa tal-prekursur ta' <sup>68</sup>Ge. Il-ġeneratur ta' radjunuklidi jeħtieġ tal-inqas 7 sigħat biex jikseb rendiment kważi sħiħ wara li jiġi elutat, iżda fil-prattika huwa possibbli wkoll li l-ġeneratur ta' radjunuklidi jiġi elutat qabel, skont is-saħħa tiegħu l-attività meħtieġa għar-radjutikkettar. Tabella 6 turi l-fattur ta' akkumulu tal-attività ta' <sup>68</sup>Ga mal-hin, sa 410 minuti wara elwizzjoni.

**Tabella 6: Fatturi ta' akkumulu ta' <sup>68</sup>Ga**

| <b>Hin Li Ghadda<br/>f'minuti</b> | <b>Fattur<br/>ta' Akkumulu</b> | <b>Hin Li Ghadda<br/>f'minuti</b> | <b>Fattur<br/>ta' Akkumulu</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>0</b>                          | 0.00                           | <b>210</b>                        | 0.88                           |
| <b>10</b>                         | 0.10                           | <b>220</b>                        | 0.89                           |
| <b>20</b>                         | 0.19                           | <b>230</b>                        | 0.91                           |
| <b>30</b>                         | 0.26                           | <b>240</b>                        | 0.91                           |
| <b>40</b>                         | 0.34                           | <b>250</b>                        | 0.92                           |
| <b>50</b>                         | 0.40                           | <b>260</b>                        | 0.93                           |
| <b>60</b>                         | 0.46                           | <b>270</b>                        | 0.94                           |
| <b>70</b>                         | 0.51                           | <b>280</b>                        | 0.94                           |
| <b>80</b>                         | 0.56                           | <b>290</b>                        | 0.95                           |
| <b>90</b>                         | 0.60                           | <b>300</b>                        | 0.95                           |
| <b>100</b>                        | 0.64                           | <b>310</b>                        | 0.96                           |
| <b>110</b>                        | 0.68                           | <b>320</b>                        | 0.96                           |
| <b>120</b>                        | 0.71                           | <b>330</b>                        | 0.97                           |
| <b>130</b>                        | 0.74                           | <b>340</b>                        | 0.97                           |
| <b>140</b>                        | 0.76                           | <b>350</b>                        | 0.97                           |
| <b>150</b>                        | 0.78                           | <b>360</b>                        | 0.97                           |
| <b>160</b>                        | 0.81                           | <b>370</b>                        | 0.98                           |
| <b>170</b>                        | 0.82                           | <b>380</b>                        | 0.98                           |
| <b>180</b>                        | 0.84                           | <b>390</b>                        | 0.98                           |
| <b>190</b>                        | 0.86                           | <b>400</b>                        | 0.98                           |
| <b>200</b>                        | 0.87                           | <b>410</b>                        | 0.98                           |

#### **Eżempji ta' kalkulazzjoni**

Ġeneratur ta' radjunuklidi ta' 1.85 GBq għandu 12-il ġimġha. Skont it-Tabella 5, l-attività ta' <sup>68</sup>Ge fuq il-kolonna tista' tiġi kkalkulata kif ġej:

$$1.85 \text{ GBq} \times 0.81 = 1.50 \text{ GBq}$$

F'ekwilibriju sħiħ, l-attività ta' <sup>68</sup>Ga fuq il-kolonna hija wkoll 1.50 GBq.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidi jiġi elutat u l-attività ta' <sup>68</sup>Ga miġbura hija ta' 1.05 GBq, li jikkorrispondi għal rendiment ta' 70 %.

L-istess ġeneratur ta' radjunuklidi jiġi elutat 4 sigħat wara. Is-7 sigħat meħtieġa biex jintlaħaq l-ekwilibriju ta' <sup>68</sup>Ge/<sup>68</sup>Ga-għadhom ma għaddewx. L-akkumulu ta' attività ta' <sup>68</sup>Ga fuq il-kolonna f'4 sigħat (240 minuta) wara l-elwizzjoni jista' jiġi kkalkulat skont it-Tabella 6 kif ġej:

$$1.50 \text{ GBq} \times 0.91 = 1.37 \text{ GBq}$$

B'rendiment tipiku ta' 70 % <sup>68</sup>Ga, l-attività miġbura mbagħad tkun:

$$1.37 \text{ GBq} \times 0.70 = 1.00 \text{ GBq}$$

**Nota:**

L-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  fl-elwat tista' titkejjel billi tiġi ċekkjata l-kwalità fir-rigward tal-identità u l-kontenut. L-attività għandha titkejjel minnufih wara l-elwizzjoni, iżda tista' titkejjel ukoll għal sa 5 perjodi ta' *half-life* wara l-elwizzjoni.

Minhabba l-*half-time* qasir ta'  $^{68}\text{Ga}$  (67.71 minuta), il-ħin li jkun għadda bejn l-elwizzjoni u l-kejl tal-attività jrid ikun ikkorreġut għad-diżintegrazzjoni sabiex jiġi ddeterminat ir-rendiment attwali fil-ħin tal-elwizzjoni biċ-ċart tad-diżintegrazzjoni ta'  $^{68}\text{Ga}$ , Tabella 7.

**Eżempju ta' Kalkulazzjoni**

Ġeneratur ta' radjunuklidi ġdid ta' 1.85 GBq jiġi elutat. L-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  mkejla 10 minuti wara l-elwizzjoni kienet ta' 1.17 GBq.

Ir-rendiment fil-ħin tal-elwizzjoni jista' jinkiseb billi l-attività mkejla tiġi diviża bil-fattur ta' diżintegrazzjoni korrispondenti tal-ħin li jkun għadda ddikjarat fit-Tabella 7:

$$1.17 \text{ GBq} / 0.90 = 1.30 \text{ GBq}$$

Dan jikkorrispondi għal rendiment ta'  $^{68}\text{Ga}$  ta' 70 % fil-ħin tal-elwizzjoni:

$$1.30 \text{ GBq} / 1.85 \text{ GBq} \times 100 \% = 70 \%$$

**Tabella 7: Ċart tad-Dizintegrazzjoni ta'  $^{68}\text{Ga}$**

| <b>Hin Li Ghadda<br/>f' minuti</b> | <b>Fattur ta'<br/>Dizintegrazzjoni</b> | <b>Hin Li Ghadda<br/>f' minuti</b> | <b>Fattur ta'<br/>Dizintegrazzjoni</b> |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                  | 0.99                                   | 35                                 | 0.70                                   |
| 2                                  | 0.98                                   | 36                                 | 0.69                                   |
| 3                                  | 0.97                                   | 37                                 | 0.69                                   |
| 4                                  | 0.96                                   | 38                                 | 0.68                                   |
| 5                                  | 0.95                                   | 39                                 | 0.67                                   |
| 6                                  | 0.94                                   | 40                                 | 0.67                                   |
| 7                                  | 0.93                                   | 41                                 | 0.66                                   |
| 8                                  | 0.92                                   | 42                                 | 0.65                                   |
| 9                                  | 0.91                                   | 43                                 | 0.65                                   |
| 10                                 | 0.90                                   | 44                                 | 0.64                                   |
| 11                                 | 0.89                                   | 45                                 | 0.63                                   |
| 12                                 | 0.89                                   | 46                                 | 0.63                                   |
| 13                                 | 0.88                                   | 47                                 | 0.62                                   |
| 14                                 | 0.87                                   | 48                                 | 0.61                                   |
| 15                                 | 0.87                                   | 49                                 | 0.61                                   |
| 16                                 | 0.85                                   | 50                                 | 0.60                                   |
| 17                                 | 0.84                                   | 51                                 | 0.60                                   |
| 18                                 | 0.83                                   | 52                                 | 0.59                                   |
| 19                                 | 0.82                                   | 53                                 | 0.58                                   |
| 20                                 | 0.82                                   | 54                                 | 0.58                                   |
| 21                                 | 0.82                                   | 55                                 | 0.57                                   |
| 22                                 | 0.80                                   | 56                                 | 0.57                                   |
| 23                                 | 0.79                                   | 57                                 | 0.56                                   |
| 24                                 | 0.78                                   | 58                                 | 0.55                                   |
| 25                                 | 0.78                                   | 59                                 | 0.55                                   |
| 26                                 | 0.77                                   | 60                                 | 0.54                                   |
| 27                                 | 0.76                                   | 61                                 | 0.54                                   |
| 28                                 | 0.75                                   | 62                                 | 0.53                                   |
| 29                                 | 0.74                                   | 63                                 | 0.53                                   |
| 30                                 | 0.74                                   | 64                                 | 0.52                                   |
| 31                                 | 0.73                                   | 65                                 | 0.52                                   |
| 32                                 | 0.72                                   | 66                                 | 0.51                                   |
| 33                                 | 0.71                                   | 67                                 | 0.51                                   |
| 34                                 | 0.71                                   | 68                                 | 0.50                                   |

## Kontroll tal-kwalità

Jekk ikun possibbli, iċ-ċarezza tas-soluzzjoni, il-pH u r-radjuattività għandhom jiġu ċċekkjati qabel ir-radjutikkettar.

## Tnixxija ta' $^{68}\text{Ge}$

Ammont żgħir ta'  $^{68}\text{Ge}$  jitlaħlaħ mill-kolonna tal-generatur ta' radjunuklidi ma' kull elwizzjoni. It-tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  hija espressa bħala perċentwal tal-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  totali elutata mill-kolonna, ikkorreguta għad-dizintegrazzjoni, u ma taqbiżx 0.001 % tal-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  elutata. It-tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  tista', madankollu, tiżdied għal aktar minn 0.001 % jekk il-generatur ta' radjunuklidi ma jiġix elutat għal diversi jiem. Għalhekk, jekk il-generatur ta' radjunuklidi ma jkunx ġie elutat għal 96 sigħat jew aktar, dan għandu jiġi elutat minn qabel b' 10 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili tal-inqas 7 sigħat qabel l-użu maħsub (il-hin bejn l-elwizzjoni minn qabel u l-elwizzjoni għar-radjutikkettar jista' jitnaqqas jekk il-proċedura ta' radjutikkettar maħsuba ma teħtieġx l-attività ta' elwat massima li tista' tinkiseb). Meta din l-istruzzjoni tiġi segwita, it-tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$  għandha tibqa' kostantement taħt 0.001 % f'elwati miksuba għar-radjutikkettar. Għall-ittestjar tat-tnixxija ta'  $^{68}\text{Ge}$ , għandhom jitqabblu l-livelli tal-attività ta'  $^{68}\text{Ga}$  u ta'  $^{68}\text{Ge}$  fl-elwat. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok irreferi għall-monografu Ph. Eur. 2464.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ġigijiet lokali.

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

## **ANNES II**

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-  
LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD  
IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-  
AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-  
RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT  
MEDIĊINALI**

## **A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-hruġ tal-lott

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

## **B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

## **C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GTAL-AWTORIZ FIS-SUQ**

### **• Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

## **D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

### **• Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakovigilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minhabba li jintlaħaq għan importanti (farmakovigilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

### **ANNESS III**

#### **TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF**

## **A. TIKKETTAR**

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 1.11 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 1.11 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/001

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 1.48 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 1.48 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/002

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI**

**1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI**

GalliaPharm 1.85 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 1.85 GBq

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/003

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 2.22 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 2.22 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/004

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI**

**1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI**

GalliaPharm 2.59 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 2.59 GBq

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/005

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 2.96 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 2.96 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrazzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrazzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/006

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU</b> |
|---------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE</b> |
|--------------------------------------|

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D</b> |
|---------------------------------------------|

Mhux applikabbli.

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIKATUR UNIKU - <i>DATA</i> LI TINQARA MILL-BNIEDEM</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

Mhux applikabbli.

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 3.33 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 3.33 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrazzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrazzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/007

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

## TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

### ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI

#### 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GalliaPharm 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

#### 2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride / gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride 3.70 GBq

#### 3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

**Matriċi tal-kolonna:** Titanium dioxide

**Soluzzjoni għall-elwizzjoni:** 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili

#### 4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Ġeneratur ta' radjunuklidi.

L-attività ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) fid-data ta' kalibrizzjoni: {X.XX}

Attività ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) li tista' tiġi elutata: > 60 % meta jsir l-ekwilibriju

Data ta' kalibrizzjoni: {JJ/XX/SSSS} (12:00 CET)

1. 1 x Kontenitur bl-elwent, 250 mL ta' 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (PP)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili
4. 2 x Tubu ta' 60 cm
5. 1 x Tubu ta' 40 cm
6. 1 x Tubu ta' 20 cm
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6
9. 1 x Manifold tal-istopcock
10. 1 x Ġonta LUER maskili

#### 5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Għal radjutikkettar *in vitro*.

Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Radjufarmaċewtiku



**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP {JJ/XX/SSSS}

Wara l-elwizzjoni, uża l-elwat minnufih.

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

M'għandekx iżżarma l-kaxxa tal-azzar inossidabbli.

Il-ħżin għandu jsir f'konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/24/1836/008

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

**17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli.

**18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM**

Mhux applikabbli.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN  
IL-KOLONNA ĠEWWA L-ĠENERATUR TA' RADJUNUKLIDI**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

**3. DATA TA' SKADENZA**

**4. NUMRU TAL-LOTT**

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

**6. OHRAJN**

Ge-68/Ga-68



**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT**

**0.1 MOL/L HYDROCHLORIC ACID ULTRAPUR STERILI – IL-PAKKETT TA' BARRA U TA' ĠEWWA**

**1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Solvent għal GalliaPharm

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Hydrochloric acid (0.1 mol/l)

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Ilma

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Solvent għal GalliaPharm  
250 ml

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Għall-elwizzjoni tal-ġeneratur ta' radjunuklidi.  
Mhuwiex intiż għall-użu dirett fil-pazjenti.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin, il-Ġermanja

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ</b> |
|--------------------------------------------------------------|

EU/1/24/1836/001-008

|                           |
|---------------------------|
| <b>13. NUMRU TAL-LOTT</b> |
|---------------------------|

LOTT

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA</b> |
|-------------------------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU</b> |
|---------------------------------------|

Aqra l-fuljett ta' tagħrif għal istruzzjonijiet dwar l-użu, l-immaniġġjar u r-rimi.

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE</b> |
|--------------------------------------|

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D</b> |
|---------------------------------------------|

Mhux applikabbli.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Mhux applikabbli.

## **B. FULJETT TA' TAGHRIF**

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 1.11 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhu GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhu GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jieħdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kamas speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolve esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredda'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed tredda'**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredda'.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tinghata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tinghata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tinghata doża eċċessiva, jew li tinghata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tinghata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radjufarmaceutiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 1.48 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kameras speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolvi esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini oħra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini oħra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini oħra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini oħra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredda'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed tredda'**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredda'.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 1.85 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kameras speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolveja esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredra, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredra'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed tredra'**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredra'.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga. Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga. Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dioxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 2.22 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kameras speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolveja esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

#### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

#### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

#### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

#### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredra, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tieħu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ciklu mestruwali jew jekk qed tredra'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

#### Jekk inti tqila

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

#### Jekk qed tredra'

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredra'.

#### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

### **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjufarmaċewtiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 2.59 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kamas speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolveja esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredda'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed tredda'**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredda'.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 2.96 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effetti sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhu GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhu GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonoxxu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kamas speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolvi esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

#### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

#### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

#### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

#### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredda'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

#### Jekk inti tqila

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

#### Jekk qed tredda'

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredda'.

#### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

### **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 3.33 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħžen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonossu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jiehdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kamas speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolvi esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini ohra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tiehu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini ohra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini ohra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini ohra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed treda, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tiehu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ciklu mestruwali jew jekk qed treda.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed treda**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda treda.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjofarmaceutiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tinghata s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ . Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tinghata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tinghata doża eċċessiva, jew li tinghata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tinghata l-mediċina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$ , din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride maħlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.

## **Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-pazjent**

### **GalliaPharm 3.70 GBq ġeneratur ta' radjunuklidi**

Soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tinghata din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### **F'dan il-fuljett**

1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen GalliaPharm
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### **1. X'inhum GalliaPharm u għalxiex jintuża**

GalliaPharm huwa ġeneratur ta' radjunuklidi ta' germanium ( $^{68}\text{Ge}$ )/gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ), apparat użat biex tinkiseb soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride huwa sustanza radjuattiva li tiġi mmanigġjata minn tobbja speċjalizzati (tobba tal-medicina nukleari) u spiżjara mħarrġa biex jaħdmu b'materjali radjuattivi. Gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mhux intiż għall-użu dirett fil-pazjenti, iżda jintuża għar-radjutikkettar, teknika li fiha sustanza tiġi ttikkettata (radjutikkettata) b'kompost radjuattiv, f'dan il-każ  $^{68}\text{Ga}$ .

Huma biss il-medicini li ġew żviluppati b'mod speċjali u approvati għar-radjutikkettar b' $^{68}\text{Ga}$  li jiġu sottoposti għall-proċedura tar-radjutikkettar b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride. Dawn il-medicini radjutikkettati jistgħu jirrikonossu u jehlu ma' tipi partikolari ta' ċelloli fil-ġisem u jieħdu l- $^{68}\text{Ga}$  radjuattiv lil dawn iċ-ċelluli f'ġismek. L-ammont baxx ta' radjuattività preżenti fil-medicina radjutikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jista' jiġi rilevat barra mill-ġisem b'kameras speċjali. Dan jista' jgħin lit-tabib tiegħek bid-dijanjożi. Jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li trid tiġi radjutikkettata b'gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride għal aktar tagħrif.

It-tabib tal-medicina nukleari se jispjegalek f'aktar dettall x'tip ta' eżaminazzjoni se titwettagħ.

L-użu tal-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jinvolvi esponiment għal ammonti żgħira ta' radjuattività. It-tabib tiegħek u t-tabib tal-medicina nukleari qiesu li l-benefiċċju kliniku li se tikseb mill-proċedura bil-medicina ttikkettata b' $^{68}\text{Ga}$  jisboq ir-riskju minhabba r-radjazzjoni.

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża s-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm**

**Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba minn GalliaPharm m'għandhiex tintuża**

- jekk inti allergiku għal gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk qed tuża medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, għandek taqra t-tagħrif dwar il-kontraindikazzjonijiet fil-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Twissijiet u prekawzjonijiet**

Għal tagħrif dwar twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok irreferi għall-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina li se tiġi radjutikkettata.

### **Tfal u adolexxenti**

Jekk jogħġbok kellew lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk inti jew it-tifel jew tifla tiegħek għandkom inqas minn 18-il sena.

### **Medicini oħra u soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

Għid lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicini oħra billi dawn jistgħu jinterferixxu mal-interpretazzjoni tal-immaġnijiet mit-tabib tiegħek.

Mhux magħruf jekk is-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride tistax tinteraġixxi ma' medicini oħra billi ma twettqux studji speċifiċi dwar dan. Inti mhux se tirċievi injezzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga.

Għal tagħrif dwar it-teħid ta' medicini oħra f'kombinazzjoni mal-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-medicina radjutikkettata.

### **Tqala, treddigh u fertilità**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tal-medicina nukleari tiegħek qabel tieħu medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga.

Għandek tinforma lit-tabib tal-medicina nukleari qabel l-għoti ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga jekk hemm il-possibbiltà li tista' tkun tqila, jekk qbiżt ċiklu mestruwali jew jekk qed tredda'.

Jekk ikollok dubju, huwa importanti li tistaqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek li se jissorvelja l-proċedura.

### **Jekk inti tqila**

It-tabib tal-medicina nukleari se jagħti medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga waqt tqala biss jekk il-benefiċċju mistenni jissupera r-riskji.

### **Jekk qed tredda'**

Inti se tintalab twaqqaf it-treddigh. Jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-medicina nukleari tiegħek dwar meta tista' terġa' tibda tredda'.

### **Sewqan u thaddim ta' magni**

Jista' jkun hemm effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni minhabba l-użu ta' medicini ttikkettati b'<sup>68</sup>Ga. Jekk jogħġbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif ta' dawn il-medicini.

## **3. Kif tintuża s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride prodotta b'GalliaPharm**

Hemm liġijiet stretti dwar l-użu, l-immaniġġar u r-rimi ta' prodotti radjufarmaċewtiċi. GalliaPharm se jintuża biss f'żoni kkontrollati b'mod speċjali. Il-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, ir-radjutikkettar ta' medicina trasportatriċi speċifika, kif ukoll l-għoti ta' medicina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga lilek, se jiġu mmaniġġjati biss minn persuni li huma mħarrġa u kwalifikati biex jużawha b'mod sigur. Dawn se joqogħdu attenti ħafna għall-użu sikur ta' din il-medicina u se jżommuk infurmat dwar l-azzjonijiet tagħhom.

It-tabib tal-medicina nukleari li jissorvelja l-proċedura se jiddeċiedi dwar l-ammont tal-medicina radjutikkettata b'<sup>68</sup>Ga li se tintuża fil-każ tiegħek. Din se tkun l-iżgħar kwantità meħtieġa biex jinkiseb ir-riżultat xieraq.

### **Ghoti tas-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride u twettiq tal-proċedura**

Inti mhux se tingħata s-soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, iżda mediċina oħra li tkun ġiet ikkombinata (radjutikkettata) ma' soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride.

### **Kemm iddum il-proċedura**

It-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek se jinfurmak dwar kemm iddum issoltu l-proċedura b' mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga. Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Wara l-ghoti tal-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride**

It-tabib tal-mediċina nukleari se jinfurmak jekk tkunx meħtieġ tiegħu kwalunkwe prekawzjoni speċjali wara li tirċievi l-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga. Ikkuntattja lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek jekk ikollok xi mistoqsijiet.

### **Jekk tingħata l-mediċina radjutikkettata b'soluzzjoni ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride aktar milli suppost, jew jekk tirċievi injezzjoni diretta ta' soluzzjoni gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride bi żball**

Huwa improbabbli li tingħata doża eċċessiva, jew li tingħata injezzjoni diretta bi żball ta' gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride, billi inti se tirċievi biss il-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga kkontrollata b'mod preċiż mit-tabib tal-mediċina nukleari li jkun qed jissorvelja l-proċedura. Madankollu, fil-każ ta' doża eċċessiva, jew injezzjoni diretta bi żball inti se tirċievi l-kura xierqa.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib tal-mediċina nukleari li se jissorvelja l-proċedura.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bħal kull mediċina oħra, il-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Wara li tingħata l-mediċina ttikkettata b'<sup>68</sup>Ga, din se tagħti ammonti baxxi ta' radjazzjoni jonizzanti b'riskju minimu ta' kanċer u anormalitajiet ereditarji.

Għal aktar tagħrif dwar effetti sekondarji possibbli, jekk jogħġbok aqra l-Fuljett ta' Tagħrif tal-mediċina radjutikkettata.

### **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tal-mediċina nukleari tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

## **5. Kif taħzen GalliaPharm**

Inti mhux se tkun meħtieġ taħzen din il-mediċina. Din il-mediċina tinhażen taħt ir-responsabbiltà tal-ispeċjalista f'post xieraq. Il-ħżin ta' radjufarmaċewtiċi se jsir skont ir-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-ispeċjalista.

Il-ġeneratur ta' radjunuklidu m'għandux jintuża wara d-data ta' meta jiskadi li tidher fuq il-kontenitur wara "JIS".

M'għandekx iżżarma l-kaxxa.

Is-soluzzjoni ta' gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride miksuba b'GalliaPharm għandha tintuża minnufih.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih GalliaPharm

- Is-sustanza attiva tikkonsisti minn germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) chloride u gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride mahlula f'0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili. Germanium ( $^{68}\text{Ge}$ ) huwa maqbud b'mod irreversibbli għewwa l-generatur ta' radjunuklidi u jiddegrada għan-nuklide dixxendenti ( $^{68}\text{Ga}$ ) tiegħu, li jinkiseb mill-generatur bħala gallium ( $^{68}\text{Ga}$ ) chloride.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: Titanium dioxide (matriċi)  
0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (soluzzjoni għal elwizzjoni)

Ġeneratur ta' radjunuklidi wieħed huma fornut b'dan li ġej:

1. 1 x PP – kontenitur bl-elwent, 250 ml 0.1 mol/l hydrochloric acid ultrapur sterili (inkluż tagħmir separat biex iddendel il-fliexken tal-PP; PP = Polypropylene)
2. 1 x Spike b'ventilazzjoni (ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene/PE = Polyethylene)
3. 2 x Adapter ta' 1/16" għal LUER maskili (PEEK)
4. 2 x Tubu ta' 60 cm (PEEK)
5. 1 x Tubu ta' 40 cm (PEEK)
6. 1 x Tubu ta' 20 cm (PEEK)
7. 3 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" 10-32 (PEEK)
8. 1 x Fitting issikkat bis-swaba' ta' 1/16" M6 (PEEK)
9. 1 x Manifold tal-istopcock (TPX = Polymethylpentene/HDPE = Polyethylene ta' Densità Għolja)
10. 1 x Gonta LUER maskili (PP)

### Kif jidher GalliaPharm u l-kontenut tal-pakkett

Inti mhux se tkun meħtieġ tikseb jew timmaniġġja din il-medicina.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Il-Ġermanja

**Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'.**

### Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini.

It-tagħrif li jmiss qed jinghata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

L-SmPC komplut ta' GalliaPharm huwa pprovdut bħala dokument separat fil-fuljett ta' tagħrif, bl-għan li jipprovdi l-professjonisti tal-kura tas-saħħa b'informazzjoni xjentifika u prattika addizzjonali oħra dwar l-għoti u l-użu ta' dan ir-radju-farmaċewtiku.

Jekk jogħġbok irreferi għall-SmPC.