

<u>EU-nummer</u>	<u>Navn</u>	<u>Styrke</u>	<u>Lægemiddelform</u>	<u>Indgivelsesvej</u>	<u>Emballage</u>	<u>Indhold</u>	<u>Paknings- størrelse</u>
EU/1/09/550/001	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	2 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/002	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	2 ml	10 hætteglas
EU/1/09/550/003	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	4 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/004	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	4 ml	10 hætteglas
EU/1/09/550/005	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	10 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/006	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en grå butyl gummiprop	10 ml	10 hætteglas
EU/1/09/550/007	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	2 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/008	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	2 ml	10 hætteglas
EU/1/09/550/009	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	4 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/010	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	4 ml	10 hætteglas
EU/1/09/550/011	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	10 ml	1 hætteglas
EU/1/09/550/012	Javlor	25 mg/ml	Koncentrat til infusionsvæske, opløsning	Intravenøs anvendelse	Hætteglas lukket med en sort chlorobutyl gummiprop	10 ml	10 hætteglas