

<u>Müügiloa nr</u> <u>Euroopa Liidus</u>	<u>(Väljamõeld</u> <u>ud) nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Manustamistee</u>	<u>Sisepakendi</u> <u>iseloomustus</u>	<u>Pakendi sisu</u> <u>(kontsentratsioon)</u>	<u>Pakendi</u> <u>suurus</u>
EU/1/07/410/001	Binocrit	1000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (2000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/002	Binocrit	1000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (2000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/003	Binocrit	2000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (2000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/004	Binocrit	2000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (2000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/005	Binocrit	3000 RÜ / 0,3 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,3 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/006	Binocrit	3000 RÜ / 0,3 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,3 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/007	Binocrit	4000 RÜ / 0,4 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,4 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/008	Binocrit	4000 RÜ / 0,4 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,4 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/009	Binocrit	5000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/010	Binocrit	5000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/011	Binocrit	6000 RÜ / 0,6 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/012	Binocrit	6000 RÜ / 0,6 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,6 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit

EU/1/07/410/013	Binocrit	8000 RÜ / 0,8 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,8 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/014	Binocrit	8000 RÜ / 0,8 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,8 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/015	Binocrit	10000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/016	Binocrit	10000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/017	Binocrit	7000 RÜ / 0,7 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,7 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/018	Binocrit	7000 RÜ / 0,7 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,7 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/019	Binocrit	9000 RÜ / 0,9 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,9 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/020	Binocrit	9000 RÜ / 0,9 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,9 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/021	Binocrit	20000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/022	Binocrit	20000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,5 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/023	Binocrit	30000 RÜ / 0,75 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/024	Binocrit	30000 RÜ / 0,75 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	0,75 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/025	Binocrit	40000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel

EU/1/07/410/026	Binocrit	40000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Süstel (klaas)	1,0 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/027	Binocrit	1000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (2000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/028	Binocrit	1000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (2000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/029	Binocrit	2000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (2000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/030	Binocrit	2000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (2000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/031	Binocrit	3000 RÜ / 0,3 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,3 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/032	Binocrit	3000 RÜ / 0,3 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,3 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/033	Binocrit	4000 RÜ / 0,4 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,4 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/034	Binocrit	4000 RÜ / 0,4 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,4 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/035	Binocrit	5000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/036	Binocrit	5000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/037	Binocrit	6000 RÜ / 0,6 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/038	Binocrit	6000 RÜ / 0,6 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,6 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit

EU/1/07/410/039	Binocrit	7000 RÜ / 0,7 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,7 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/040	Binocrit	7000 RÜ / 0,7 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,7 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/041	Binocrit	8000 RÜ / 0,8 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,8 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/042	Binocrit	8000 RÜ / 0,8 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,8 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/043	Binocrit	9000 RÜ / 0,9 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,9 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/044	Binocrit	9000 RÜ / 0,9 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,9 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/045	Binocrit	10000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (10000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/046	Binocrit	10000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (10000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/047	Binocrit	20000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/048	Binocrit	20000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/049	Binocrit	30000 RÜ / 0,75 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel
EU/1/07/410/050	Binocrit	30000 RÜ / 0,75 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/051	Binocrit	40000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 RÜ/ml)	1 süstel

EU/1/07/410/052	Binocrit	40000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 RÜ/ml)	6 süstlit
EU/1/07/410/053	Binocrit	20000 RÜ / 0,5 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,5 ml (40000 RÜ/ml)	4 süstlit
EU/1/07/410/054	Binocrit	30000 RÜ / 0,75 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	0,75 ml (40000 RÜ/ml)	4 süstlit
EU/1/07/410/055	Binocrit	40000 RÜ / 1,0 ml	Süstelahus süstlis	Subkutaanne või intravenoosne kasutus	Nõelakaitsega süstel (klaas)	1,0 ml (40000 RÜ/ml)	4 süstlit