

<u>EL number</u>	<u>Nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Loomaliigid</u>	<u>Manustamisviis</u>	<u>Pakend</u>	<u>Sisaldus</u>	<u>Pakendi suurus</u>	<u>Keeluajad</u>
EU/2/10/106/001	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	10 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/002	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	20 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/003	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	50 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/004	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	100 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/005	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	200 ml	1 viaal	0 päeva

<u>EL number</u>	<u>Nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Loomaliigid</u>	<u>Manustamisviis</u>	<u>Pakend</u>	<u>Sisaldus</u>	<u>Pakendi suurus</u>	<u>Keeluajad</u>
EU/2/10/106/006	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	250 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/007	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	500 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/10/106/008	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	10 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/10/106/009	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	20 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/10/106/010	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	50 ml	10 viaali	0 päeva

<u>EL number</u>	<u>Nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Loomaliigid</u>	<u>Manustamisviis</u>	<u>Pakend</u>	<u>Sisaldus</u>	<u>Pakendi suurus</u>	<u>Keeluajad</u>
EU/2/10/106/011	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	100 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/10/106/012	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	200 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/10/106/013	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	250 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/10/106/014	Bovilis BTV8	500 antigeenset ühikut *	Süstesuspensioon	Veis, lammas	Subkutaanne manustamine	Polüetüleenterefta laadist (PET) viaalid kummikorgiga ja alumiiniumist korgikattega	500 ml	10 viaali	0 päeva

\* kutsub esile viirust neutraliseerivate antikehade vastuse kanadel  $\geq 5.0 \log_2$