

Vedlegg A

<u>MT (EU)-nummer</u>	<u>Legemidlets navn</u>	<u>Styrke</u>	<u>Legemiddelform</u>	<u>Dyreart</u>	<u>Administrasjonsvei(er)</u>	<u>Pakning</u>	<u>Innhold</u>	<u>Pakningsstørrelse</u>	<u>Tilbakeholdelsestid</u>
EU/2/14/174/001	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	1000 doser	I pappeske: 10 beger	0 dager
EU/2/14/174/002	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat og væske til okunasal suspensjon	Kyllinger	Okunasal bruk	Lyofilisat: beger (Alu/PP); Oppløsningsvæske: hetteglass (LDPE)	Lyofilisat: 1000 doser; Oppløsningsvæske: 35 ml	I pappeske: 10 beger; Lyofilisat: 10 beger; Oppløsningsvæske: 10 hetteglass	0 dager
EU/2/14/174/003	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	5000 doser	I pappeske: 10 beger	0 dager
EU/2/14/174/004	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	10000 doser	I pappeske: 10 beger	0 dager
EU/2/14/174/005	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	2500 doser	I pappeske: 10 beger	0 dager
EU/2/14/174/006	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	1000 doser	I plast eske: 12 beger	0 dager
EU/2/14/174/007	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	2500 doser	I plast eske: 12 beger	0 dager
EU/2/14/174/008	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	5000 doser	I plast eske: 12 beger	0 dager
EU/2/14/174/009	Nobilis IB Primo QX	⁻¹	Lyofilisat til okulonasal suspensjon	Kyllinger	Spray	Beger (Alu/PP)	10000 doser	I plast eske: 6 beger	0 dager

⁻¹ Levende svekket aviær infeksjøs bronkitt virus stamme D388: $10^{4,0} - 10^{5,5}$ EID₅₀*/dose

* 50 % egg-infeksjøs dose