

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi név)</u>	<u>Hatás-erősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer injekciós üvegben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	1 injekciós üveg + 1 injekciós üveg
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer injekciós üvegben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	10 injekciós üveg + 10 injekciós üveg
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő tű nélkül
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	10 injekciós üveg + 10 előretöltött fecskendő tű nélkül
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	20 injekciós üveg + 20 előretöltött fecskendő tű nélkül
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 tű
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	10 injekciós üveg + 10 előretöltött fecskendő + 10 tű
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 2 tű
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	10 injekciós üveg + 10 előretöltött fecskendő + 20 tű
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	20 injekciós üveg + 20 előretöltött fecskendő + 20 tű
EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por injekciós üvegben (I-es típusú üveg) és oldószer előretöltött fecskendőben (I-es típusú üveg)	0,5 ml	20 injekciós üveg + 20 előretöltött fecskendő + 40 tű

§ Enders-féle Edmonston törzshöz tartozó morbillivírus <sup>1</sup> (élő, attenuált)	≥ 3,00 log <sub>10</sub> TCID <sub>50</sub> *
Jeryl Lynn™ (B szint) törzshöz tartozó mumpszvírus <sup>1</sup> (élő, attenuált)	≥ 4,30 log <sub>10</sub> TCID <sub>50</sub> *
Wistar RA 27/3 törzshöz tartozó rubeolavírus <sup>2</sup> (élő, attenuált) ....	≥ 3,00 log <sub>10</sub> TCID <sub>50</sub> *
Oka/Merck törzshöz tartozó varicellavírus <sup>3</sup> (élő, attenuált) .....	≥ 3,99 log <sub>10</sub> PFU**

\* a szövetkultúra 50%-át megfertőző adag

\*\* Plakk-képző egység

<sup>(1)</sup> Csirkeembrió sejteken előállítva.

<sup>(2)</sup> Humán diploid tüdő fibroblast sejteken (WI-38) előállítva.

<sup>(3)</sup> Humán diploid (MRC-5) sejteken előállítva.