

<u>ESB markaðsleyfis- númer</u>	<u>(Sér)heiti</u>	<u>Styrkleiki</u>	<u>Lyfjaform</u>	<u>Íkomuleið</u>	<u>Innri umbúðir</u>	<u>Innihald (þéttni)</u>	<u>Pakkingastær ð</u>
EU/1/00/132/001/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja
EU/1/00/132/002/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja + 1 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/003/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur
EU/1/00/132/004/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur + 4 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/005/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	6 hettuglös + 6 lykjur
EU/1/00/132/006/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja
EU/1/00/132/007/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja + 1 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/008/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur
EU/1/00/132/009/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur + 4 inndælingarsett ¹

EU/1/00/132/010/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	6 hettuglös + 6 lykjur
EU/1/00/132/011/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja
EU/1/00/132/012/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja + 1 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/013/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur
EU/1/00/132/014/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur + 4 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/015/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	6 hettuglös + 6 lykjur
EU/1/00/132/016/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja
EU/1/00/132/017/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja + 1 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/018/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur
EU/1/00/132/019/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur + 4 inndælingarsett ¹

EU/1/00/132/020/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	6 hettuglös + 6 lykjur
EU/1/00/132/021/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja
EU/1/00/132/022/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 hettuglas + 1 lykja + 1 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/023/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur
EU/1/00/132/024/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 hettuglös + 4 lykjur + 4 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/025/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	6 hettuglös + 6 lykjur
EU/1/00/132/026/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	12 hettuglös + 12 lykjur + 12 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/027/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	12 hettuglös + 12 lykjur + 12 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/028/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	12 hettuglös + 12 lykjur + 12 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/029/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	12 hettuglös + 12 lykjur + 12 inndælingarsett ¹

EU/1/00/132/030/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Stungulyfsstofn: hettuglas (gler) Leysir: lykja (gler)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	12 hettuglös + 12 lykjur + 12 inndælingarsett ¹
EU/1/00/132/031/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	1 lyfjapenni + 1 nál + 2 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/032/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	4 lyfjapennar + 4 nálar + 8 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/034/IS	ViraferonPeg	50 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	12 lyfjapennar + 12 nálar + 24 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/035/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	1 lyfjapenni + 1 nál + 2 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/036/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	4 lyfjapennar + 4 nálar + 8 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/038/IS	ViraferonPeg	80 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	12 lyfjapennar + 12 nálar + 24 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/039/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	1 lyfjapenni + 1 nál + 2 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/040/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	4 lyfjapennar + 4 nálar + 8 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/042/IS	ViraferonPeg	100 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	12 lyfjapennar + 12 nálar + 24 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/043/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	1 lyfjapenni + 1 nál + 2 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/044/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	4 lyfjapennar + 4 nálar + 8 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/046/IS	ViraferonPeg	120 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	12 lyfjapennar + 12 nálar + 24 hreinsipurrkur

EU/1/00/132/047/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	1 lyfjapenni + 1 nál + 2 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/048/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	4 lyfjapennar + 4 nálar + 8 hreinsipurrkur
EU/1/00/132/050/IS	ViraferonPeg	150 mikróg	Stungulyfsstofn og leysir, lausn	Til notkunar undir húð	Áfylltur lyfjapenni (rörlykja, gler)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	12 lyfjapennar + 12 nálar + 24 hreinsipurrkur

1 Inndælingarsett = sprauta + 2 nálar + hreinsipurrka.