

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/08/495/001	Zarzio	30 MU (60 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/002	Zarzio	30 MU (60 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	3 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/003	Zarzio	30 MU (60 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	5 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/004	Zarzio	30 MU (60 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	10 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/005	Zarzio	48 MU (96 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/006	Zarzio	48 MU (96 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	3 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/007	Zarzio	48 MU (96 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	5 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/495/008	Zarzio	48 MU (96 MU/ml)	Soluzione iniettabile o per infusione	Uso sottocutaneo o endovenoso	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	10 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza per l'ago