

<u>EL number</u>	<u>Nimetus</u>	<u>Tugevus</u>	<u>Ravimvorm</u>	<u>Loomaliigid</u>	<u>Manustamisviis</u>	<u>Pakend</u>	<u>Sisaldus</u>	<u>Pakendi suurus</u>	<u>Keeluajad</u>
EU/2/12/139/001	ZULVAC 1+8 Bovis	Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1  Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 8, tüvi BTV-8/BEL2006/02	Süstesuspensioon	Veis	Intramuskulaarse ks kasutamiseks	Kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) viaalid klorobutüülelastomeer korgi ja alumiiniumkinnitusega	20 ml (10 doosi)	1 viaal	0 päeva
EU/2/12/139/002	ZULVAC 1+8 Bovis	Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1  Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 8, tüvi BTV-8/BEL2006/02	Süstesuspensioon	Veis	Intramuskulaarse ks kasutamiseks	Kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) viaalid klorobutüülelastomeer korgi ja alumiiniumkinnitusega	100 ml (50 doosi)	1 viaal	0 päeva
EU/2/12/139/003	ZULVAC 1+8 Bovis	Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1  Inaktiveeritud Blueŕongue viirus, serotüüp 8, tüvi BTV-8/BEL2006/02	Süstesuspensioon	Veis	Intramuskulaarse ks kasutamiseks	Kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) viaalid klorobutüülelastomeer korgi ja alumiiniumkinnitusega	240 ml (120 doosi)	1 viaal	0 päeva

\* Suhteline potentsus hiire potentsustestiga võrrelduna referensvaktsiiniga, mis oli veistel efektiivne.