

<u>EU- myyntilupanumero</u>	<u>(Kauppa)nimi</u>	<u>Vahvuus</u>	<u>Lääkemuoto</u>	<u>Antoreitti</u>	<u>Sisäpakkaus</u>	<u>Määrä (pitoisuus)</u>	<u>Pakkauskoko</u>
EU/1/08/454/008	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	15 injektiokuiva-ainepulloa + 15 esitäytettyä ruiskua (luer lock)
EU/1/08/454/009	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	45 (3 x 15) injektiokuiva-ainepulloa + 45 (3 x 15) esitäytettyä ruiskua (luer lock) (kerrannaispakkaus)
EU/1/08/454/010	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	5 injektiokuiva-ainepulloa + 5 esitäytettyä ruiskua (luer lock)
EU/1/08/454/011	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	14 injektiokuiva-ainepulloa + 14 esitäytettyä ruiskua (luer lock)
EU/1/08/454/012	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	42 (3 x 14) injektiokuiva-ainepulloa + 42 (3 x 14) esitäytettyä ruiskua (luer lock) (kerrannaispakkaus)
EU/1/08/454/013	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	14 injektiokuiva-ainepulloa + 15 esitäytettyä ruiskua (luer lock)
EU/1/08/454/014	Extavia	250 mikrog/ml	Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten	Ihon alle	Injektiokuiva-aine: injektiopullo (lasi) Liuotin: esitäytetty ruisku (lasi)	Injektiokuiva-aine: 3 ml Liuotin: 1,2 ml	42 (3 x 14) injektiokuiva-ainepulloa + 45 (3 x 15) esitäytettyä ruiskua (luer lock) (kerrannaispakkaus)