

| Numéro (AMM) UE | Nom de fantaisie   | Dosage          | Forme pharmaceutique                                 | Espèces cibles | Voie d'administration | Conditionnement                                             | Contenu                                                | Taille de l'emballage                             | Temps d'attente |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| EU/2/20/262/001 | Enteroporc COLI AC | -- <sup>1</sup> | Lyophilisat et suspension pour suspension injectable | Porcins        | Voie intramusculaire  | Lyophilisat : flacon (verre)<br>Suspension : flacon (verre) | Lyophilisat : 10 doses (10 ml) ;<br>suspension : 20 ml | Lyophilisat : 1 flacon ;<br>suspension : 1 flacon | Zéro jour       |
| EU/2/20/262/002 | Enteroporc COLI AC | -- <sup>1</sup> | Lyophilisat et suspension pour suspension injectable | Porcins        | Voie intramusculaire  | Lyophilisat : flacon (verre)<br>Suspension : flacon (PET)   | Lyophilisat : 10 doses (10 ml) ;<br>suspension : 20 ml | Lyophilisat : 1 flacon ;<br>suspension : 1 flacon | Zéro jour       |
| EU/2/20/262/003 | Enteroporc COLI AC | -- <sup>1</sup> | Lyophilisat et suspension pour suspension injectable | Porcins        | Voie intramusculaire  | Lyophilisat : flacon (verre)<br>Suspension : flacon (verre) | Lyophilisat : 25 doses (10 ml) ;<br>suspension : 50 ml | Lyophilisat : 1 flacon ;<br>suspension : 1 flacon | Zéro jour       |
| EU/2/20/262/004 | Enteroporc COLI AC | -- <sup>1</sup> | Lyophilisat et suspension pour suspension injectable | Porcins        | Voie intramusculaire  | Lyophilisat : flacon (verre)<br>Suspension : flacon (PET)   | Lyophilisat : 25 doses (10 ml) ;<br>suspension : 50 ml | Lyophilisat : 1 flacon ;<br>suspension : 1 flacon | Zéro jour       |

*Clostridium perfringens* :

Type A, Anatoxine alpha ≥ 125 UR/mL\*

Type C, Anatoxine bêta 1 ≥ 3354 UR/mL\*

Type A, Anatoxine bêta 2 ≥ 794 UR/mL\*

*E. coli* :

Adhésines fimbriales inactivées F4ab ≥ 23 UR/mL\*

Adhésines fimbriales inactivées F4ac ≥ 19 UR/mL\*

Adhésines fimbriales inactivées F5 ≥ 13 UR/mL\*

Adhésines fimbriales inactivées F6 ≥ 37 UR/mL\*

(\*) : Teneur en anatoxines et en adhésines fimbriales exprimée en unités relatives par mL déterminée par ELISA par rapport à une référence interne