

<u>Broj (EU) odobrenja</u>	<u>(Zaštićeno) ime</u>	<u>Jačina</u>	<u>Farmaceutski oblik</u>	<u>Put primjene</u>	<u>Unutarnje pakiranje</u>	<u>Sadržaj (koncentracija)</u>	<u>Veličina pakiranja</u>
EU/1/00/142/004	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	Penfill uložak (staklo)	3,0 ml	5 uložaka
EU/1/00/142/005	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	Penfill uložak (staklo)	3,0 ml	10 uložaka
EU/1/00/142/009	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	5 napunjenih brizgalica
EU/1/00/142/010	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	10 napunjenih brizgalica
EU/1/00/142/011	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	Penfill uložak (staklo)	3,0 ml	1 uložak
EU/1/00/142/012	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	Penfill uložak (staklo)	3,0 ml	5 uložaka
EU/1/00/142/013	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	Penfill uložak (staklo)	3,0 ml	10 uložaka
EU/1/00/142/014	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	1 napunjena brizgalica
EU/1/00/142/015	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	5 napunjenih brizgalica
EU/1/00/142/016	NovoMix 50	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	10 napunjenih brizgalica
EU/1/00/142/023	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	1 napunjena brizgalica
EU/1/00/142/024	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	1 napunjena brizgalica + 7 NovoFine igala
EU/1/00/142/025	NovoMix 30	100 U/ml	Suspencija za injekciju	Za supkutanu primjenu	FlexPen uložak (staklo) u napunjenoj brizgalici	3,0 ml	1 napunjena brizgalica + 7 NovoTwist igala