

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/25/2004/001	GalenVita	0,74 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/002	GalenVita	1,11 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/003	GalenVita	1,48 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/004	GalenVita	1,85 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/25/2004/005	GalenVita	2,22 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/006	GalenVita	2,59 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/007	GalenVita	2,96 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok
EU/1/25/2004/008	GalenVita	3,33 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszer forma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/25/2004/009	GalenVita	3,70 GBq	Radioaktív zotóp-generátor	Az alkalmazás módja nem megadható	Üvegoszlop PEEK záródugókkal, ólom árnyékolótartályba helyezve és „bemenő” és „kimenő” PEEK csatlakozóval ellátott rozsdamentes acéldobozban	1 radioaktív zotóp-generátor+ 1 tartály 220 ml steril, ultratiszta 0,1 mol/l sósavoldattal elúcióhoz + elúcióhoz való tartozékok