

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen Csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/17/1239 /001	VeraSeal	80 mg/ml / 500 NE/ml	Oldatos szövetragasztó	Sérült területen való alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	Humán fibrinogén: 1 ml Humán trombin: 1 ml	Fecskendőtartó 2 darab előretöltött fecskendővel + 1 darab kanül
EU/1/17/1239 /002	VeraSeal	80 mg/ml / 500 NE/ml	Oldatos szövetragasztó	Sérült területen való alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	Humán fibrinogén: 2 ml Humán trombin: 2 ml	Fecskendőtartó 2 darab előretöltött fecskendővel + 1 darab kanül
EU/1/17/1239 /003	VeraSeal	80 mg/ml / 500 NE/ml	Oldatos szövetragasztó	Sérült területen való alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	Humán fibrinogén: 3 ml Humán trombin: 3 ml	Fecskendőtartó 2 darab előretöltött fecskendővel + 1 darab kanül
EU/1/17/1239 /004	VeraSeal	80 mg/ml / 500 NE/ml	Oldatos szövetragasztó	Sérült területen való alkalmazásra	Előretöltött fecskendő (üveg)	Humán fibrinogén: 5 ml Humán trombin: 5 ml	Fecskendőtartó 2 darab előretöltött fecskendővel + 1 darab kanül