

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/23/1765/001	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/23/1765/002	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	2 siringhe preriempite
EU/1/23/1765/003	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/004	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/005	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/006	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/007	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/23/1765/008	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/23/1765/009	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	3 (3 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/010	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	4 (2 x 2) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/011	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	5 (5 x 1) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/23/1765/012	Ebglyss	250 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	2 ml (125 mg/ml)	6 (3 x 2) penne preriempite (confezione multipla)