

<u>Numero procedura EMA</u>	<u>Nome di fantasia</u>	<u>Dosaggi</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di</u>	<u>Confezionamento</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Dimensione</u>
<u>Numero EU</u>		<u>o</u>		<u>somministrazione</u>	<u>immediato</u>	<u>(Concentrazione)</u>	<u>della confezione</u>
EU/1/00/142/004	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	Penfill Cartuccia (vetro)	3,0 ml	5 Cartucce
EU/1/00/142/005	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	Penfill Cartuccia (vetro)	3,0 ml	10 Cartucce
EU/1/00/142/009	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	5 Penne preriempite
EU/1/00/142/010	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	10 Penne preriempite
EU/1/00/142/011	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	Penfill Cartuccia (vetro)	3,0 ml	1 Cartuccia
EU/1/00/142/012	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	Penfill Cartuccia (vetro)	3,0 ml	5 Cartucce
EU/1/00/142/013	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	Penfill Cartuccia (vetro)	3,0 ml	10 Cartucce
EU/1/00/142/014	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	1 Penna preriempita
EU/1/00/142/015	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	5 Penne preriempite
EU/1/00/142/016	NovoMix 50	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	10 Penne preriempite
EU/1/00/142/023	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FelxPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	1 Penna preriempita
EU/1/00/142/024	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	1 Penna preriempita + 7 aghi NovoFine
EU/1/00/142/025	NovoMix 30	100 U/ml	Sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo	FlexPen Cartuccia (vetro) in penna preriempita	3,0 ml	1 Penna preriempita + 7 aghi NovoTwist