

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie) naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpakkings-grootte</u>
EU/1/12/807/001	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen
EU/1/12/807/002	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen + 7 NovoFine naalden
EU/1/12/807/003	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen + 7 NovoTwist naalden
EU/1/12/807/004	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pennen (glas) (FlexTouch)	3 ml	5 voorgevulde pennen
EU/1/12/807/005	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	10 (2 x 5) voorgevulde pennen (multiverpakking)
EU/1/12/807/006	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen + 7 NovoFine naalden
EU/1/12/807/007	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Patroon (glas) (Penfill)	3 ml	5 patronen
EU/1/12/807/008	Tresiba	100 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Patroon (glas) (Penfill)	3 ml	10 patronen
EU/1/12/807/009	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen
EU/1/12/807/010	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	1 voorgevulde pen + 7 NovoTwist naalden
EU/1/12/807/012	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	2 voorgevulde pennen
EU/1/12/807/013	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	3 voorgevulde pennen
EU/1/12/807/015	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	6 (2 x 3) voorgevulde pennen (multiverpakking)
EU/1/12/807/016	Tresiba	200 E/ml	Oplossing voor injectie	Subcutaan gebruik	Voorgevulde pen (glas) (FlexTouch)	3 ml	5 voorgevulde pennen