

MTnr	(Läkemedlets) namn	Styrka	Läkemedelsform	Administrerings- sätt	Innerförpackning	Innehåll (koncentration)	Förpacknings- storlek
EU/1/22/1699/001	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: injektionsflaska (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 injektionsflaska
EU/1/22/1699/002	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: injektionsflaska (glas)	0,5 ml	10 injektionsflaskor + 10 injektionsflaskor
EU/1/22/1699/003	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta
EU/1/22/1699/004	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	5 injektionsflaskor + 5 förfyllda sprutor
EU/1/22/1699/005	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta + 2 nålar
EU/1/22/1699/006	Qdenga	-- ¹	Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning	Subkutan användning	pulver: injektionsflaska (glas); vätska: förfylld spruta (glas)	0,5 ml	5 injektionsflaskor + 5 förfyllda sprutor + 10 nålar

--¹ Efter beredning innehåller 1 dos (0,5 ml):
Denguevirus av serotyp 1 (levande, försvagat)*: $\geq 3,3 \log_{10}$ PFU**/dos
Denguevirus av serotyp 2 (levande, försvagat)#: $\geq 2,7 \log_{10}$ PFU**/dos
Denguevirus av serotyp 3 (levande, försvagat)*: $\geq 4,0 \log_{10}$ PFU**/dos
Denguevirus av serotyp 4 (levande, försvagat)*: $\geq 4,5 \log_{10}$ PFU**/dos
*Framställt i Vero-celler med rekombinant DNA-teknik. Gener av serotypspecifika ytproteiner införda i en typ 2-denguevirus backbone.
#Framställt i Vero-celler med rekombinant DNA-teknik
**PFU = plackbildande enheter